

STOMA
BANDAGEN
& MEHR



DER SICHERE HALT FÜR IHREN BEUTEL

www.stoma-na-und.de

Stoma na und!

Wohlfühlen trotz Beutel

Lieber Interessent,

seit 2005 betreiben wir die Homepage und den Shop „Stoma na und“ wodurch der Name zum Motto wurde. Ich habe meine eigenen Erfahrungen umgesetzt, um auch die Lebensqualität anderer Stomaträger zu verbessern! Die selbst entwickelten Stomabandagen, Stomagürtel, Stomabeutel-Überzüge und Stoma-Unterwäsche habe ich am eigenen Leib getestet und immer weiter verbessert.




Unsere bewährten Produkte sind nicht nur für besondere Anlässe, wie z. B. Schwimmen, Sport und intime Momente, geeignet. Viele Kunden tragen unsere Stomabandagen jeden Tag und auch in der Nacht, weil sie auf das sichere Gefühl und den angenehmen Tragekomfort nicht mehr verzichten möchten. Die einfache und unkomplizierte Handhabung beim Anlegen, Tragen und Leeren soll Ihnen den Alltag mit Stoma erleichtern und zudem Ihre Bauchdecke entlasten.

Wohlfühlen – trotz Stomabeutel, das ist unsere Devise!

Wir hoffen, Sie können mit unseren Stomaprodukten Ihre körperliche Veränderung noch ein bisschen besser akzeptieren und das Leben wieder ein bisschen mehr genießen.

Unsere minimalistische Urinbeutel Beintasche Koala haben wir mit und für unsere Freundin Mel entwickelt, die mit zwei Stomas und einer Nierenfistel klar kommen musste und einen großen Platz in unserem Herzen hat.

Tamara und Timo



Sonderwünsche

Fast alles ist möglich und bezahlbar. Melden Sie sich einfach per E-Mail oder Telefon!

Produktschutz und Markenschutz

Unsere Produkte sind beim Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marke, Muster und Modelle) geschützt. Unser Markenname ist in Bild und Schrift beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingetragen und somit geschützt.

Eventuelle Übernahme durch die Krankenkassen

Mit der bezahlten Rechnung können Sie bei Ihrer Krankenkasse vorsprechen und Privaterstattung erbitten. Wir sind auch gern bereit, Ihnen einen Kostenvoranschlag für Neoprenbandagen oder die Urinbeintasche zu erstellen. Eine Übernahme durch die Kasse können wir Ihnen allerdings nicht garantieren. Bitte telefonisch bei uns nachfragen!

Hergestellt in Baden-Württemberg

Unsere Numbat, Känguru, Wombat, Kusu, Opossum, Wallaby und Koala aus Neopren lassen wir von unserem langjährigen Partner, der Firma Buse Neoprenverarbeitung anfertigen. Der deutsche Neopren-Hersteller lässt das latexfreie Neopren regelmäßig von Fresenius auf Hautverträglichkeit testen.

Unsere Stomaschutz Bumper aus Neopren lassen wir von der Paulinenpflege Winnenden e.V. Backnang in der Behindertenwerkstatt stanzen und verpacken.

Unsere Stomabeutel Überzieher Mulle, Mulle Smile und Mulle Slide lassen wir in den Behinderten-Werkstätten des Rudolf-Sophien-Stifts Stuttgart nähen und verpacken.

Eigene Erfahrungen und Anregungen, die Mut machen

www.stoma-na-und.de



Numbat

Stomabandage Neopren ohne Tasche
Ileostoma / Colostoma



55 €

*Perfekt für Sport, Schwimmen, intime Momente
und auch für den Rest vom Tag!*



Die glatte Innenseite verbindet sich sofort mit der Haut, nimmt die Körpertemperatur an und ist nicht mehr zu spüren. Er verrutscht nicht und hat ganz weiche Säume. Die Außenseite ist mit Stoff beschichtet.

Der Stomabeutel wird gefaltet, damit das Neopren ringsherum Kontakt mit der Haut hat. Er kann sich trotzdem füllen und bleibt fixiert, bis das Gewicht zu schwer wird und der Beutel langsam nach unten gleitet. Der Numbat kann zum Halten einer Hernie mit Loch getragen werden, sollte dann sehr straff gewählt werden!

Geschlossen werden beide Bandagen mit einem Seitlicher Verschluss, oder beidseitige Beschich-



Größen

Messen Sie in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Stomabeutel muss

Angaben in cm	XS	S	M	L
Breite hinten	10	12	12	12
Breite vorne	15	15	15	17
Bandage ohne Spannung	68	72	78	87
Bandage dehnbar bis max.	85	90	95	100

Känguru

Stomabandage Neopren mit Innentasche
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



70 €

Der sichere Halt in jeder Lebenslage, mit viel Platz für Ihren Stomabeutel.

Die glatte Innenseite verbindet sich sofort mit der Haut, nimmt die Körpertemperatur an und ist nicht mehr zu spüren. Er verrutscht nicht und hat ganz weiche Säume. Die Außenseite ist mit Stoff beschichtet.

Ihr Stomabeutel hängt hinter dem Neopren ausgestreckt nach unten, wird von der innenliegenden Tasche gehalten, entlastet die Bauchdecke und beugt einer Hernie vor.



verstellbaren Klettverschluss auf dem Rücken.
tung mit Stoff auf Anfrage mit Aufpreis möglich!

sich füllen können!


L/XL	XL	XXL	XXXL
12	12	12	12
19	19	20	20
93	96	103	111
110	120	130	145

Farben




Wombat

Stomabandage Neopren mit Außentasche
Colostoma



80 €



Sanftes Vorbeugen und / oder kraftvolles Stützen einer Hernie!



Die glatte Innenseite verbindet sich sofort mit der Haut, nimmt die Körpertemperatur an und ist nicht mehr zu spüren. Er verrutscht nicht und hat ganz weiche Säume. Die Außenseite ist mit Stoff beschichtet.

Jeder Colostomabeutel passt gefaltet in die Außentasche, die zwei verstellbare Klettverschlüsse hat und nur nach oben hin offen ist. Das Loch, durch das Ihr Stomabeutel in die Tasche gezogen wird, muss nach Anleitung ausgeschnitten werden.

Geschlossen werden beide Bandagen mit einem Seitlicher Verschluss, oder beidseitige Beschich-

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bei vorhandener Hernie wenn Ihr Bauch flach ist.

Angaben in cm	XS	S	M	L
Breite hinten	10	12	12	12
Breite vorne	15	15	15	17
Bandage ohne Spannung	68	72	78	87
Bandage dehnbar bis max.	85	90	95	100

Kusu

Stomabandage Neopren mit Außentasche
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



85 €

Sanftes Vorbeugen und / oder kraftvolles Stützen einer Hernie!

Die glatte Innenseite verbindet sich sofort mit der Haut, nimmt die Körpertemperatur an und ist nicht mehr zu spüren. Er verrutscht nicht und hat ganz weiche Säume. Die Außenseite ist mit Stoff beschichtet.

Jeder Stomabeutel passt in die große, lange Außentasche, die zwei verstellbare Klettverschlüsse hat und nur nach oben hin offen ist. Das Loch, durch das Ihr Stomabeutel in die Tasche gezogen wird, muss nach Anleitung ausgeschnitten werden.

verstellbaren Klettverschluss auf dem Rücken.
tung mit Stoff auf Anfrage mit Aufpreis möglich!



Farben


messen Sie bitte morgens im liegen,

L/XL	XL	XXL	XXXL
12	12	12	12
19	19	20	20
93	96	103	111
110	120	130	145



Opossum

Stomagürtel Neopren mit oder ohne Loch
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



40 €

Sichern Sie Ihre Stomaplatte supersoft bei Tag und Nacht!



Entsorgen Sie Ihren herkömmlichen Stomagürtel, denn nur der Opossum drückt ringsum auf Ihre Basisplatte. Die extrem weiche, offenporige Neopren-Innenseite verbindet sich perfekt mit der Haut, dichtet ab und ist nicht mehr zu spüren. Die Außenseite ist aus Stoff. Geschlossen wird er mit Klett auf dem Rücken.

Der Opossum verrutscht garantiert nicht und erzeugt keine Druckstellen. Das Loch, durch das Ihr Stomabeutel nach außen gezogen wird, muss nach Anleitung ausgeschnitten werden, damit die ganze Klebefläche angedrückt und abgedichtet wird.

Auch ohne Loch – z. B. bei Baby- und Kinderbäuchen als Schwimm-bandage, oder über einen Prolaps.

Größen

Messen Sie in der Höhe vom Stoma. Er ist extrem dehnbar und sitzt besser, wenn er nicht so straff getragen wird. **Der Opossum ist keine Hernien-Bandage!**


Angaben in cm	XS	S	M	L	XL
Breite hinten	6	6	6	6	6
Breite vorne	13	13	14	14	14
Bandage ohne Spannung	47	56	71	86	100
Bandage dehnbar bis max.	60	95	120	135	145

Farben



Notausgang

Morbus Crohn bis Sigma-Resektion



12,80 €

Mein Buch "Notausgang". Selbst erlebt und aufgeschrieben.



Ein herrlicher Sommertag, ich liege im Krankenhaus und lasse die Finger über die Tastatur meines Notebooks tanzen. Die finale Operation steht bevor, der Mastdarm und das übrig gebliebene Sigma müssen auch noch raus.

Ich blicke zurück auf 30 Jahre Morbus Crohn mit Fisteln, Abszessen, Fissuren und vielen anderen Extras, die sich wirklich kein Mensch wünscht.

Trotz all der fast schon unglaublichen Erlebnisse mit Ärzten und Psychotherapeuten, in Krankenhäusern und Kurkliniken finde ich mit einem Lächeln im Gesicht immer wieder einen Ausweg. Ein Ileostoma wurde zu meinem ganz persönlichen Notausgang - ein Schritt, den ich nie bereut habe.

Im Anhang

Tamara's ausführliche Tipps und Tricks mit MEHR Fotos, die den Alltag mit einem Stoma erleichtern.

"Notausgang"

ISBN 978-3-00-046971-B Taschenbuch, 96 Seiten, Autorin Tamara Lammers.

Erhältlich im Onlineshop www.stoma-na-und.de, bei www.amazon.de und im Buchhandel.

Bilby

Stomabandage Baumwolle mit Innentaschen
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



15 €
Größen B / K

20 €
Größen S / M / L

***Ob drüber oder drunter - ideal für jeden Anlass!
Wohlfühlen bei Tag und Nacht.***



Der „Original Bilby“ ist superbequem am Tag über oder unter der Hose, aber auch beim Schlafen ist er nicht mehr wegzudenken. Kein lästiges "nach dem Stomabeutel fassen" mehr! Der Stomabeutel kann sich ungehindert füllen und bleibt, wo er hingehört.

Der Bilby trägt Ihren Stomabeutel und entlastet so Ihre Bauchdecke.

Jede Stomaversorgung passt in eine der 4 innenliegenden Taschen, in denen auch genügend Platz für mehrere Versorgungen ist. Baby- und Kindergröße haben nur 3 Taschen. Der obere Umschlag wird über den Luftfilter gezogen und so verschwindet der ganze Stomabeutel im Bilby.

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Beutel muss sich jederzeit füllen können. Auch ein locker getragener Bilby hält Ihren Beutel!

Angaben in cm	B	K	S	M	L
Bandagenbreite	10	16	18	18	24
Bandage ohne Spannung	35	40	54	70	70
Bandage dehnbar bis max.	50	60	90	135	135

Farben



Bilby+

Stomabandage Baumwolle mit Innentaschen
Urostoma



17 €
Größen B / K

23 €
Größen S / M / L

Für Tag und Nacht, mit einer speziell verstärkten Tasche und einer Tasche mit Nacht-, bzw. Beinbeutelanschluss.

Der „Original Bilby+“ ist superbequem am Tag über oder unter der Hose, aber auch beim Schlafen ist er nicht mehr wegzudenken. Kein lästiges "nach dem Stomabeutel fassen" mehr! Der Stomabeutel kann sich ungehindert füllen und bleibt, wo er hingehört.

Der Bilby+ trägt Ihren Urinbeutel und entlastet so Ihre Bauchdecke.

Sie können Ihren Urobeutel in einer der Taschen ohne Loch, oder der verstärkten Tasche, oder in der Tasche mit Loch für Ihren Nachtbeutelanschluss, bzw. Beinbeutelanschluss tragen. Der obere Umschlag wird über den oberen Teil Ihres Beutels gezogen und so verschwindet er ganz im Bilby+.

Auch als Bilby+ Smile mit Motiven und Mustern erhältlich!



Bilby Smile

Stomabandage Baumwoll-Jersey mit Innentaschen
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



15 €
Größen B / K

20 €
Größen S / M / L

***Ob drüber oder drunter - frech und fröhlich
bei Tag und Nacht.***



Der Bilby Smile ist der absolute „Hingucker“ – besonders für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene. Er ist superbequem am Tag über oder unter der Hose, aber auch beim Schlafen ist er nicht mehr wegzudenken. Der Stomabeutel kann sich ungehindert füllen und bleibt, wo er hingehört.

Der Bilby Smile trägt Ihren Stomabeutel und entlastet so Ihre Bauchdecke.

Jede Stomaversorgung passt in eine der 4 innenliegenden Taschen. Baby- und Kindergröße haben nur 3 Taschen. Der obere Umschlag wird über den Luftfilter gezogen und so verschwindet der ganze Stomabeutel im Bilby Smile.

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Beutel muss sich jederzeit füllen können. Auch ein locker getragener Bilby Smile hält Ihren Beutel! Er fällt enger aus, als der einfarbige Bilby.

Angaben in cm	B	K	S	M	L
Bandagenbreite	10	16	18	18	24
Bandage ohne Spannung	35	43	54	70	80
Bandage dehnbar bis max.	50	60	75	100	120

Bilby Slim

Stomabandage Baumwolle mit Innentaschen
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



15 €
Größen B / K

20 €
Größen S / L

Die ganz schmale Baumwollbandage für Querträger!



Der Bilby Slim verfügt nur über 3 innenliegende Taschen. In die breiteste Tasche wird der Beutel quer eingelegt, sodass der Beutel nicht nach unten sondern über den Bauch oder in Richtung Rücken liegt. Dazu muss die einteilige Stomaversorgung schon am Bauch um 90 Grad verdreht angebracht werden, beim Zweiteiler nur der Stomabeutel. Der Eingriff erfolgt mittig.

Besonders beliebt, wenn das Stoma sehr weit unten sitzt und bei Rollifahren!

Es ist eine neue Stomabeutel-Tragevariante, die aus den USA zu uns über schwappt und wir werden sehen, ob es sich bei uns in Europa etabliert!

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Beutel muss sich jederzeit füllen können. Auch ein locker getragener Bilby Slim hält Ihren Beutel!


Angaben in cm	B	K	S	L
Bandagenbreite	10	12	16	16
Bandage ohne Spannung	35	40	54	70
Bandage dehnbar bis max.	50	60	75	120

Farben



Bilby Aktiv

Stomabandage Poly/Elastan mit Innentaschen
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



25 €

**Joggen, schwimmen, tanzen ... - einfach sportlich aktiv!
Atemungsaktiv, hauchdünn und trotzdem fester Halt.**



Die perfekte Ergänzung aus Poly/Elastan für Ihre Sport- und Badebekleidung. Ihr Stomabeutel kann sich ungehindert füllen und bleibt, wo er hingehört. Kein lästiges "nach dem Beutel fassen". Auch superluftig an heißen Tagen über oder unter dem Rock oder der Hose.

Der Bilby Aktiv trägt Ihren Stomabeutel und entlastet so Ihre Bauchdecke. Jede Stomaversorgung passt in eine der 4 innenliegenden Taschen. Der obere Umschlag wird über den Luftfilter gezogen und so verschwindet der ganze Stomabeutel im Bilby Aktiv.

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Beutel muss sich jederzeit füllen können. Wenn er zu eng ist, rollt er sich auf!

Angaben in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
Bandagenbreite	14	14	16	18	21	23
Bandage ohne Spannung	52	60	70	76	86	96
Bandage dehnbar bis max.	76	86	96	110	120	130

Farben



Zum Schwimmen oder in der Sauna empfehle ich die Farbe Schwarz, weil sich die Falten der Versorgung nicht abzeichnen. Beige ist hingegen unsichtbar unter weißen Hemden/Blusen.

Bilby Aktiv 80 % Polyamid / 20 % Elastan

Bilby Slim Aktiv

Stomabandage Poly/Elastan mit Innentaschen
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



25 €

**Die schmale, sportliche Stomabandage für Querträger!
Atmungsaktiv, hauchdünn und trotzdem fester Halt.**



Der Bilby Slim Aktiv verfügt nur über 3 innenliegende Taschen. In die breiteste Tasche wird der Beutel quer eingelegt, sodass der Beutel nicht nach unten sondern über den Bauch oder in Richtung Rücken liegt. Der Eingriff erfolgt mittig! Der Bilby Slim Aktiv trägt Ihren Stomabeutel und entlastet so Ihre Bauchdecke.

Dazu muss die einteilige Stomaversorgung schon am Bauch um 90 Grad verdreht angebracht werden, beim Zweiteiler nur der Stomabeutel. Besonders beliebt, wenn das Stoma sehr weit unten sitzt und bei Rollifahren!

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Beutel muss sich jederzeit füllen können. Auch ein locker getragener Bilby Slim Aktiv hält Ihren Beutel!

Angaben in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
Bandagenbreite	12	14	16	16	16	16
Bandage ohne Spannung	52	60	70	76	86	96
Bandage dehnbar bis max.	76	86	96	110	120	130

Farben



Zum Schwimmen oder in der Sauna empfehle ich die Farbe Schwarz, weil sich die Falten der Versorgung nicht abzeichnen. Beige ist hingegen unsichtbar unter weißen Hemden/Blusen.

Bilby Slim Aktiv 80 % Polyamid / 20 % Elastan

Bilby Venus

Stomabandage Baumwolle/Spitze mit Innentaschen
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



25 €

Stomabandage mit sexy schimmernder Spitze, die jeden Puls höher schlagen lässt.



Die perfekte Ergänzung für Ihre reizvolle Unterwäsche und die besonderen intimen Stunden! Auch splitterfasernackt fühlt man sich mit dem Bilby Venus sicher und sexy. Kein lästiges "nach dem Stomabeutel fassen" bei allen Aktivitäten.

Aber auch im Alltag ist die Stomabandage über der Hose oder dem Rock ein „Hingucker“, der Ihren Kleiderschrank aufpeppt.

Der Bilby Venus trägt Ihren Stomabeutel und entlastet so Ihre Bauchdecke. Jede Stomaversorgung passt in eine der 4 innenliegenden Taschen.


Der obere Umschlag wird über den Luftfilter gezogen und so verschwindet der ganze Stomabeutel im Bilby Venus.

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Beutel muss sich jederzeit füllen können. Auch ein locker getragener Bilby Venus hält Ihren Beutel!

Angaben in cm	S	M	L
Bandagenbreite	18	18	24
Bandage ohne Spannung	54	70	70
Bandage dehnbar bis max.	90	100	120

Farben



Sugarglider

Stomagürtel Spitze mit Innentasche
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



40 €

***Sexy - wenn man ganz nackt ist
oder zur Ergänzung der Unterwäsche.***



Ein hochwertiger Spitzengürtel mit flexiblen und formstabilisierenden Stäbchen verhüllt Ihre Stomaversorgung. Die Innentasche ist Hautfarben und deshalb von außen nicht von der Haut zu unterscheiden. Geschlossen wird er auf dem Rücken mit einer verstellbaren Hakenleiste.

Jede Stomaversorgung passt in die **neue**, extrabreite Tasche.

Der Sugarglider trägt Ihren Stomabeutel und entlastet so Ihre Bauchdecke.

Größen

Messen Sie den Umfang in der Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihr Beutel muss sich jederzeit füllen können und auch ein locker getragener Sugarglider hält Ihren Beutel!


Angaben in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
Gürtelbreite	15	15	15	15	15	15
Gürtel ohne Spannung	60	66	70	78	90	94
Gürtel dehnbar bis max.	75	90	100	110	125	140

Farben



Skippy Venus

Stoma-Shorts Baumwolle mit extrahohem Bund
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



30 €

***Wunderschön und bequem für Freizeit, Garten, Strand
und auch zum Schlafen!***



Jeder, der schon mal am Bauch operiert wurde, kennt das unangenehme Gefühl. Die Hose drückt, das Gummi zwickt, das Bündchen scheuert - man fühlt sich einfach eingeeengt. Deshalb hat unser Skippy Venus Shorts einen superweichen, ganz hohen Bund, der weder zwickt noch drückt und so einiges verhüllt.

Im passenden Säckchen können Sie Ihre Ersatzversorgung stilvoll mit sich führen. Die Skippy Shorts lassen sich hervorragend mit dem Kuskus Obi, oder der Beutelmulle kombinieren. Keine extra Innenhose!

Farben



Rosen



pink / türkis



Jeans



schwarz



Frotee



Frotee



Frotee



lila

Größen

Messen Sie den Umfang in der Beutel muss sich jederzeit füllt - trägt sich angenehmer!


Angaben in cm XS

Bund ohne Spannung 45

Bund dehnbar bis max. 72

Skippy Mars

Stoma-Shorts Baumwolle mit extrahohem Bund
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



30 €

Wunderschön und bequem für Freizeit, Garten, Strand und auch zum Schlafen!



Jeder, der schon mal am Bauch operiert wurde, kennt das unangenehme Gefühl. Die Hose drückt, das Gummi zwickt, das Bündchen scheuert - man fühlt sich einfach eingengt. Deshalb hat unser Skippy Mars Shorts einen superweichen, ganz hohen Bund, der weder zwickt noch drückt und so einiges verhüllt.

Im passenden Säckchen können Sie Ihre Ersatzversorgung stilvoll mit sich führen. Wird von Herren auch gern als Unterwäsche getragen. Die Skippy Shorts lassen sich hervorragend mit dem Kuskus Obi, oder der Beutelmulle kombinieren. Keine extra Innenhose!

Farben

Höhe vom Stoma. Bedenken Sie, Ihre
len können. Ein lockerer Skippy Shorts

S	M	L	XL	XXL
64	78	80	85	100
88	94	100	110	130



Kuskus Obi

Japanischer Stomagürtel mit Innentasche
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



20 €

Ein Hauch von "Nichts" und zu schön, um nur in intimen Momenten getragen zu werden! Für Mann und Frau und ...



Inspiziert durch den traditionellen japanischen Obi ist dieser Stomagürtel entstanden.

Die Versorgung verschwindet in der Tasche, die Bänder werden auf dem Rücken gekreuzt und dann vorn mit einer schönen Schleife geschlossen, oder man bindet einfach seitlich ohne zu kreuzen.

Die extrem langen Bänder des Kuskus Obi ermöglichen eine optimale Anpassung und können nach Belieben abgeschnitten werden, dadurch passt er Kindern und Erwachsenen bis zu einem Bauchumfang von 150 cm.

Auch mit Bademode kombinierbar.

Größen

Einheitsgröße

Farben




Mulle

Stomabeutel Überzug
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



15 €



Der charmante und hautfreundliche Überzug für Ihren Beutel! Einfach gut verkleidet.



Schön sind Stomabeutel nicht grade und viele Stomaträger haben sogar eine Hautunverträglichkeit. Aus diesem Grund haben wir die Hautkontaktseite der Beutelmulle aus unserem bewährtem Aktivstoff gefertigt. Die Außenseite besteht aus einfarbigem, dehnbarem Baumwollstoff.

Der Zugang zum Stomabeutel ist auf der Hautkontaktseite und ermöglicht durch einfaches Umkrempeln den Zugriff beim Leeren. Das runde Loch ist dehnbar und bei besonders großen Rastringen oder Einteilern kann man es mit einer Nagelschere etwas anpassen.

Der untere Teil Ihres Stomabeutels kann bei Bedarf etwas in Richtung Körper umgeschlagen werden, was die Gesamtlänge etwas verkürzt.

Größen

Leichte Abweichungen Ihrer Beutelmaße wirken sich nicht auf den Tragekomfort aus.

14 cm breit / 19 cm lang

15,5 cm breit / 19 cm lang

14 cm breit / 24 cm lang

15,5 cm breit / 24 cm lang

Mulle Vorderseite 93 % Baumwolle 7 % Elasthan
Mulle Rückseite 80 % Polyamid 20 % Elasthan

Mulle Smile

Stomabeutel Überzug
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



15 €

Beutelmulle Smile - der fröhlich gemusterte, hautfreundliche Überzug für Ihren Stomabeutel!



Schön sind Stomabeutel nicht grade und viele Stomaträger haben sogar eine Hautunverträglichkeit. Aus diesem Grund haben wir die Hautkontaktseite der Beutelmulle aus unserem bewährtem Aktivstoff gefertigt. Die Außenseite besteht aus einfarbigem, dehnbarem Baumwollstoff.

Der Zugang zum Stomabeutel ist auf der Hautkontaktseite und ermöglicht durch einfaches Umkrempeln den Zugriff beim Leeren. Das runde Loch ist dehnbar und bei besonders großen Rastringen oder Einteilern kann man es mit einer Nagelschere etwas anpassen.

Der untere Teil Ihres Stomabeutels kann bei Bedarf etwas in Richtung Körper umgeschlagen werden, was die Gesamtlänge etwas verkürzt.

Größen

Leichte Abweichungen Ihrer Beutelmaße wirken sich nicht auf den Tragekomfort aus.



14 cm breit / 19 cm lang 15,5 cm breit / 19 cm lang
14 cm breit / 24 cm lang 15,5 cm breit / 24 cm lang

Farben

Alle aktuellen Farben und Muster finden Sie unter www.stoma-na-und.de

Mulle Slide

Stomabeutel Überzug
Ileostoma / Colostoma / Urostoma



15 €

Diskret und superglatt!
Stockt nicht an der Oberbekleidung!



Schön sind Stomabeutel nicht grade und viele Stomaträger haben sogar eine Hautunverträglichkeit. Aus diesem Grund haben wir die Hautkontaktseite der Beutelmulle aus unserem bewährtem Aktivstoff gefertigt. Die Außenseite ist ebenfalls aus dem gleichen Material, sodass die Oberbekleidung nicht ins Stocken gerät und einfach drüber gleitet.

Der Zugang zum Stomabeutel ist auf der Hautkontaktseite und ermöglicht durch einfaches Umkrempeln den Zugriff beim Leeren. Das runde Loch ist dehnbar und bei besonders großen Rastringen oder Einteilern kann man es mit einer Nagelschere etwas anpassen.

Der untere Teil Ihres Stomabeutels kann bei Bedarf etwas in Richtung Körper umgeschlagen werden, was die Gesamtlänge etwas verkürzt.

Größen

Leichte Abweichungen Ihrer Beutelmaße wirken sich nicht auf den Tragekomfort aus.

14 cm breit / 19 cm lang 15,5 cm breit / 19 cm lang
14 cm breit / 24 cm lang 15,5 cm breit / 24 cm lang

Farben



Mulle Slide Vorderseite 80 % Polyamid / 20 % Elasthan
Mulle Slide Rückseite 80 % Polyamid / 20 % Elasthan

Bumper

Stomaschutz Neopren
Ileostoma / Colostoma / Urostoma

10 €



Sicherheit extrem - ganz ohne Druck!



Kein Gürtel, Hosenbund, Gummizug oder Anschnallgurt stört mehr! Er schützt beim Sport und im Alltag vor Stößen und Verletzungen. Mit unserem 1,4 cm dicken Neoprenbumper kann der Stuhl sicher in den Stomabeutel abfließen.

Es entsteht kein Rückstau, durch den die Stomaversorgung unterwandert werden kann.



Der Bumper kann mit unseren Produkten kombiniert werden, aber auch ohne Zusatzprodukt um jede Stomaversorgung gelegt werden.

Bei einteiliger Stomaversorgung benötigt man immer einen großen Bumper.

Bei zweiteiliger Stomaversorgung, bitte den Rastringdurchmesser ausmessen.

Größen

Klein / Rastring bis 6 cm
Groß / Rastring bis 10 cm

Farben



beige

schwarz

Push

Verstärkung für eine unserer Neoprenbandagen
Hernie bei Ileostoma / Colostoma / Urostoma



35 €
ohne Bandage

Extra stabile Verstärkung - nur für eine hartnäckige Hernie!



Bsp.: Numbat mit Push

Die Verstärkung wird für Sie individuell für Sie in unsere Neoprenbandagen Numbat, Wombat und Kusu eingearbeitet. Bitte bestellen Sie zuerst eine Stomabandage aus Neopren!

Prüfen Sie das Material und die Passform, dann können wir nach einer telefonischen Besprechung eventuell notwendige Änderungen und die Einarbeitung des Push's, vornehmen.

Wir benötigen anschließend eine Stomaversorgung von Ihnen, die Sie mit der anprobierten Bandage zu uns schicken.

Preis inkl. Näharbeit, ohne Stomabandage!


Größen

Bitte Kontakt aufnehmen!

Farben



Koala



Urinbeutel Beintasche aus Neorpen
Urostoma / Blasenkatheter / Nierenfistel / Bauchdeckenkatheter



120 €

*Unauffällig und sicher mit **Urin-Beinbeutel aktiv sein!***



Die glatten Neopren-Innenseiten der zwei Befestigungsriemen verbinden sich sofort mit der Haut, sodass der Koala weder verrutscht noch einschnürt.

Die eigentliche Neoprentasche wird seitlich mit zwei Klettverschlüssen geschlossen und ist nur nach oben offen. Die Rückseite ist aus Baumwolle. Der Urinbeutel wird in der Tasche mit einem Band fixiert.

Zum Entleeren öffnen Sie nur einen der seitlichen Klettverschlüsse und nehmen das Auslassventil heraus, oder Sie tragen den Auslass außen, durch eine kleine Öffnung am unteren Rand des Koalas.

Gern senden wir Ihnen unverbindlich eine Urinbeutel-Beintasche als Muster!

Wir benötigen anschließend

Einen ungetragenen Beutel, den Beinumfang am oberen und unteren Rand Ihres Urinbeutels.
Der für Sie hergestellte Koala ist vom Umtausch- und Rückgaberecht ausgeschlossen!

Farben



beige



schwarz

Neue Produktreihe

Bandagen, Abdeckungen und Schutz
CAPD / Port / Sonde / Katheter / Button / Drainage / Nierenfistel



SONDEN,
KATHETER
& MEHR

Der sichere Halt für CAPD, Ports, Sonden, Katheter, Buttons, Drainagen und Nierenfisteln

Seit Jahren machen wir immer wieder Sonderanfertigungen für Menschen, die Bauchfelldialyse durchführen oder anderweitig "geschlaucht" sind. Nun war es an der Zeit diesen Kunden einen eigenen Bereich mit Produkten zu schaffen, der auf ihre ganz speziellen Ansprüche zugeschnitten ist.

Neu: PortCap



Anschrift

Stoma na und
Timo Linzner und Tamara Lammers
Villinger Str. 12/1, 71522 Backnang
Deutschland

Beratung und Bestellung per Telefon

Direkt bei „Stoma na und“
Deutschland +49 (0) 7191 494 686

Vor-Ort-Termine

Nur mit vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung

Anfragen und Bestellung per E-Mail

info@stoma-na-und.de

Online-Shop, Informationen und Videos unserer Produkte

www.stoma-na-und.de

Sie können sich auch an Ihr Sanitätshaus
bzw. Homecare Unternehmen wenden.

Stand: März 2020