



STOMOCUR[®]

Catalogue produits 2025
Stomathérapie

Préface

Depuis plus de 30 ans déjà, FORLIFE est synonyme de produits de haute qualité qui permettent aux commerces médicaux spécialisés, aux cliniques et aux pharmacies d'agir de manière rentable tout en respectant les normes de qualité - Made in Germany - les plus élevées.

Nous avons délibérément choisi de faire de la recherche, de développer et de produire exclusivement en Allemagne. Tout comme la confiance en la longue expérience de nos collaborateurs, le site allemand fait partie de notre philosophie d'entreprise. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à réunir au sein d'une même équipe des collaborateurs qui travaillent depuis le début chez FORLIFE et de jeunes recrues, alliant ainsi technologies éprouvées et innovation.



Le progrès est un composant élémentaire de notre réussite. C'est pourquoi, outre l'expérience de nos collaborateurs, nous misons sur des machines de production ultramodernes. Le recours aux technologies les plus récentes et l'utilisation de méthodes de production efficaces assurent à long terme la production économique de produits innovants et de haute qualité. en Allemagne.

L'objectif de nos produits et de notre travail quotidien est de soigner la stomie de manière idéale et de permettre au porteur de stomie de vivre de manière autonome tout en préservant une qualité de vie élevée.

Votre équipe FORLIFE



Toujours bien approvisionné avec STOMOCUR®

Nos poches STOMOCUR® sont fabriquées en Allemagne et se distinguent par leurs propriétés innovantes et uniques. Nous utilisons des matériaux de protection cutanée à base de composants naturels qui favorisent la santé de la peau et réduisent les irritations et les inflammations.

Grâce à nos poches confortables et sûres à porter, qui permettent d'avoir confiance en soi et d'être à l'aise, nous assurons chez vous une peau saine.

Tous nos produits sont fabriqués à partir d'un textile non-tissé très doux qui sèche rapidement. Il est composé de polyéthylène (PE), ne colle pas aux vêtements et est doux sur la peau, dans le but d'éviter les réactions cutanées. Nos matériaux de protection cutanée sont composés d'ingrédients naturels qui contribuent à la fois à la santé de la peau et à la réduction des irritations et des inflammations.

Beaucoup de nos poches sont équipées de la technologie «Window» pour permettre aux patients et aux professionnels de la santé de mieux voir la stomie.

Pour répondre aux besoins individuels, les poches STOMOCUR® sont disponibles en système une pièce, dans lequel la plaque est directement reliée à la poche, et en système « Clic » en deux pièces, dans lequel la poche peut être retirée et remplacée sans qu'il soit nécessaire de changer la plaque.

Notre gamme de poches de colostomies Select a la forme d'une poche en huit symétrique. Cette forme a été conçue pour être portée des deux côtés du corps, avec une capacité

maximale et un volume minimal.

Ainsi, le produit peut être porté plus longtemps et ne se remarque pas sous les vêtements.

Notre filtre à charbon actif unique fait partie intégrante de toutes nos poches de colostomie. Cela garantit une utilisation sans odeurs pour le porteur.

Nos poches de drainage pour iléostomie Protect sont dotées de la technologie de filtration brevetée MPC (Moisture Protect Composition) - une couche de protection supplémentaire qui empêche l'absorption de liquide, maintient le porteur à l'abri des odeurs et veille à ce que les gaz indésirables puissent s'échapper. Toutes les poches d'iléostomie sont équipées de notre système unique de système de vidange « Safe and Easy », facile à utiliser.

Notre gamme de poches d'urostomie Safe est disponible avec des vidanges souples et des robinets rotatifs Twist & Safe, offrant ainsi choix, confort et confiance. Des adaptateurs sont fournis avec toutes les poches d'urostomie. Les poches « Twist & Safe » sont également livrées avec un bouchon de fermeture.








Vous trouverez plus de détails sur les gammes de produits respectives dans les pages suivantes de notre



catalogue de produits STOMOCUR®.

Matériel convexe

Pour éviter tout compromis en matière de sécurité et de confort, il est parfois nécessaire d'utiliser du matériel convexe. STOMOCUR® propose ici un total de quatre convexités différentes en deux hauteurs différentes. Les différences de largeur et de hauteur du cône incorporé permettent une adaptation optimale aux conditions corporelles.



Convexe

Medium convexe

Table des matières



Primo

Nos poches avec un revêtement ultra doux, 100% opaque et imperméable, dans un noir élégant et un design de poche asymétrique.

Page 10



HYDROKOLLOID

Hydrocolloïde

Une protection cutanée douce, flexible et hypoallergénique.

Page 15



COMBIFLANGE

Combiflange hydrocolloïde

Hydrocolloïde profilé pour une excellente adhérence et un haut niveau de sécurité.

Page 15



Convexe

Convexité de 7 mm. Disponible avec Combiflange profilé ou protection cutanée en alginat. Disponible également pour les poches de drainage avec Combiflange.

Page 18



Medium Convexe

Convexité de 3,5 mm. Disponible avec Combiflange profilé. Disponible également pour les poches de drainage avec Combiflange.

Seite 22



Alginat

Un protecteur cutané contenant de l'alginat. Favorise l'intégrité de la peau, absorbe l'humidité et aide à cicatriser les plaies.

Page 25



Système Clic

Un système en deux pièces polyvalent, flexible et discret.

Page 27



Urostomie

Disponible avec une valve à robinet rotatif et une vidange souple avec différents matériaux de protection de la peau.

Page 32



Microskin

La protection cutanée la plus fine et la plus flexible.

Page 37



gelatinefrei

sans gélatine

Utilisation d'une protection cutanée hydrocolloïde sans gélatine ni autres composants d'origine animale. Doux pour la peau.

Page 39



SONDERVERSORGUNG

Produits particuliers

Vaste assortiment pour le traitement de situations médicales très particulières.

Page 41



Matériel complémentaire

Une gamme complète d'accessoires.


Page 47

Toujours parfaitement soigné avec STOMOCUR®

Nos poches STOMOCUR® sont développées à Berlin et fabriquées à l'aide de techniques de production modernes avec des matières premières de haute qualité. Ils se distinguent par des caractéristiques innovantes et uniques qui répondent aux besoins médicaux des professionnels de la santé et des patients.

Formes de poches

Symétrique



Asymétrique



Vidange



Bouchon
Urostomie



Robinet
„Twist and Safe“
Urostomie



Vidange
„Safe and Easy“
Ileostomie



Vidange large
Drainage

Système

Une pièce



Deux pièces



Matériau de couverture



Non-tissé



Textile



NEW



Technologie „Window“



La plupart de nos poches sont équipés d'une « fenêtre » inventée par FORLIFE. Celle-ci permet un positionnement et une observation faciles.

Filtre




Filtre à charbon actif- Colostomie

Filtre MPC - Iléostomie

technologie de filtration MPC (Moisture Protect Composition) = une couche de protection supplémentaire qui empêche l'absorption de liquide.

Convexité



Vous trouverez plus de détails sur chaque gamme de produits dans les pages suivantes de notre catalogue de produits STOMOCUR®.

PRIMO®



NEW

Notre nouvelle gamme de produits Primo® est une combinaison des avantages éprouvés de nos célèbres lignes STOMOCUR® Convexe et Medium convexe avec un design de poche moderne et élégante et une couverture textile de haute qualité.

Choisissez entre nos protections cutanées à l'alginate et Combiflange et laissez-vous convaincre par nos produits sûrs, respectueux de la peau et performants - spécialement conçus pour s'adapter à votre quotidien de manière flexible et confortable.

Propriétés:

- confort de première classe
- Utilisation simple
- Formes asymétriques
- Design élégant
- 100 % opaque

Avantages:

- Revêtement textile douce des deux côtés
- Technologie Window
- Design discret en noir neutre
- Surface hydrofuge
- Avec sortie « Safe and Easy » pour les poches d'iléostomie, y compris les composants de fermeture noirs
- Conserve sa convexité pendant l'utilisation et ne s'aplatit pas sur la peau
- Fixations pour ceinture intégrés

Couverture ultra douce



STOMOCUR® Primo® convexe

Window, filtre, revêtement ultra doux, opaque et imperméable des deux côtés, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 154 x 202 mm, volume 320 ml, contenu du paquet 30 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	
20 - 43 mm	50 mm	CAH20V1B	
15 - 35 mm	40 mm	CAH15V2B	
10 - 25 mm	30 mm	CAH10V3B	

Bientôt
disponible



STOMOCUR® Primo® convexe

Window, filtre, revêtement ultra doux, opaque et imperméable des deux côtés, vidange « Safe and Easy », surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 155 x 292 mm, volume 460 ml, contenu du paquet 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	
15 - 43 mm	50 mm	IAH15V1B	
15 - 35 mm	40 mm	IAH15V2B	
10 - 25 mm	30 mm	IAH10V3B	

Simple
à l'utilisation



Konvex®



Disponible
en 3 convexités
différentes



100% opaque

STOMOCUR® Primo® Alginat convexe

Window, filtre, revêtement ultra doux, opaque et imperméable des deux côtés, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 154 x 202 mm, volume 320 ml, contenu du paquet 30 pièces



Ouverture	Taille plaque	N° Article	
20 – 43 mm	50 mm	CAA20V1B	
15 – 35 mm	40 mm	CAA15V2B	
10 – 25 mm	30 mm	CAA10V3B	

Bientôt disponible!

Manipulation aisée

STOMOCUR® Primo® Alginat convexe

Window, filtre, revêtement ultra doux, opaque et imperméable des deux côtés, vidange « Safe and Easy », surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 155 x 292 mm, volume 460 ml, contenu du paquet 10 pièces



Ouverture	Taille plaque	N° Article	
15 – 43 mm	50 mm	IAA15V1B	
15 – 35 mm	40 mm	IAA15V2B	
10 – 25 mm	30 mm	IAA10V3B	

Pour peau sensible

Hydrophobe



STOMOCUR® Primo® medium convexe

Window, filtre, revêtement ultra doux, opaque et imperméable des deux côtés, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 154 x 202 mm, volume 320 ml, contenu du paquet 30 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	
20 - 47 mm	55 mm	CAH20M1B	
15 - 40 mm	45 mm	CAH15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	CAH10M3B	

**Bientôt
disponible!**



STOMOCUR® Primo® medium convexe

Window, filtre, revêtement noir ultra-souple, opaque et imperméable des deux côtés, vidange « Safe and Easy », surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 155 x 292 mm, volume 460 ml, contenu du paquet 10 piècesStück

Ouverture	Taille plaque	N° Article	
15 - 47 mm	55 mm	IAH15M1B	
15 - 40 mm	45 mm	IAH15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	IAH10M3B	

**Manipulation
aisée**



Couverture ultra douce



STOMOCUR® Primo® Alginat medium convexe

Window, filtre, revêtement ultra doux, opaque et imperméable des deux côtés, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 154 x 202 mm, volume 320 ml, contenu du paquet 30 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	
20 - 47 mm	55 mm	CAA20M1B	
15 - 40 mm	45 mm	CAA15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	CAA10M3B	

**Bientôt
disponible!**

**Pour peau
sensible**



STOMOCUR® Primo® Alginat medium convexe

Window, filtre, revêtement ultra doux, opaque et imperméable des deux côtés, vidange « Safe and Easy », surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 155 x 292 mm, volume 460 ml, contenu du paquet 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	
15 - 47 mm	55 mm	IAA15M1B	
15 - 40 mm	45 mm	IAA15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	IAA10M3B	

**Pour peau
sensible**



HYDROCOLLOÏDE



COMBIFLANGE

L'hydrocolloïde de FORLIFE est une protection cutanée flexible, hypoallergénique et agréable pour la peau, qui convient parfaitement aux soins des stomies.

Comment fonctionne l'hydrocolloïde ?

L'hydrocolloïde adhère à la peau en absorbant la chaleur et l'humidité. Cette absorption d'humidité permet à la plaque de base de gonfler légèrement et d'adhérer à la peau, ce qui évite les fuites et les irritations cutanées.

Caractéristiques :

- Protection cutanée hypoallergénique
- Bonne tolérance cutanée
- Maintien confortable grâce à une flexibilité maximale
- Facile à appliquer
- Grande capacité d'absorption

Une forme particulière d'hydrocolloïde : Combiflange


Les plaques de base avec Combiflange Hydrocolloïde sont composées de deux couches d'hydrocolloïde reliées entre elles, plus épaisses à l'intérieur, directement au niveau de la stomie, et plus fines vers l'extérieur. Cette double couche assure un maintien rapide et sûr sur une longue période et présente une grande capacité d'absorption.

La protection cutanée Combiflange peut être utilisée avec un grand nombre de produits STOMOCUR®.




HYDROKOLLOID

Système une pièce

**STOMOCUR® Select**

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, surface adhésive 110 × 110 mm, taille de la poche 145 × 205 mm, volume 380 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
20 – 60 mm	CSH20	1112829



Manipulation
aisée

STOMOCUR® Protect

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, système de vidange « Safe and Easy », surface adhésive 110 mm (Ø), dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 530 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
15 – 60 mm	IPH15	7834202



Après
l'irrigation

STOMOCUR® Select Cap

surface adhésive 60 mm (Ø), contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
20 – 50 mm	CSC20	7775235



COMBIFLANGE



SONDERVERSORGUNG

Soins particuliers



Doux et flexible

STOMOCUR® Drainage Protect

Window, filtre, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, grand système de vidange souple, surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 540 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
20 – 60 mm	DP5020	7833187




Nos poches de stomie convexes sont le choix flexible pour une sécurité maximale et une confiance supplémentaire. Elles s'adaptent aux contours de votre corps et garantissent un plus grand confort. Le Combiflange ou l'alginate sont disponibles comme protection convexe de la peau.

Caractéristiques:

- Hauteur convexité de 7mm
- Conserve sa forme convexe lorsqu'elle est portée
- Système de vidange « Safe and Easy » facile à utiliser pour les poches d'illéostomies
- Vaste gamme de tailles à découper
- La force d'adhérence élevée assure une sécurité maximale
- Protection cutanée hypoallergénique et respectueuse de la peau
- Système de filtration efficace pour éliminer les odeurs
- Quatre convexités
- Fixation intégrée pour la ceinture

Les convexités:



Système une pièce



STOMOCUR® Select convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 145 x 205 mm, volume 380 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 - 43 mm	50 mm	CSH20V1	1112833
20 - 35 mm	40 mm	CSH20V2	1112834
20 - 25mm	30 mm	CSH20V3	1112835



STOMOCUR® Protect convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, « Safe and Easy », surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 x 220 mm, volume 530 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 - 43 mm	50 mm	IPH20V1	7800966
20 - 35 mm	40 mm	IPH20V2	7834210
20 - 25 mm	30 mm	IPH20V3	7834211


 Manipulation
aisée



Pour peau
sensible

STOMOCUR® Select Alginat convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 145 × 205 mm, volume 380 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 – 43 mm	50 mm	CSA20V1	1112823
15 – 35 mm	40 mm	CSA15V2	
10 – 25 mm	30 mm	CSA10V3	



Pour peau
sensible

STOMOCUR® Protect Alginat convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, système de vidange « Safe and Easy », surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 530 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
15 – 43 mm	50 mm	IPA15V1	1112843
15 – 35 mm	40 mm	IPA15V2	1112844



Doux et flexible

STOMOCUR® Drainage Protect convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, grande système de vidange souple, surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 x 220 mm, volume 540 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 - 43 mm	50 mm	DP20V1	1112837
15 - 35 mm	40 mm	DP15V2	7833185
10 - 25 mm	30 mm	DP10V3	1112836




Notre gamme Medium Convexe offre la même qualité supérieure de flexibilité et le même confort que notre série convexe, mais avec une hauteur de convexité inférieure de 3,5 mm.

Combiflange est disponible en tant que protection cutanée convexe.

Caractéristiques:

- Profil bas: convexité de 3,5 mm
- Vaste gamme de tailles à découper
- La force d'adhérence élevée assure une sécurité maximale
- Protection cutanée hypoallergénique et respectueuse de la peau
- Système de filtration efficace pour éliminer les odeurs
- Système de vidange « Safe and Easy » facile à utiliser pour les poches d'étalement
- Doux et flexible
- Trois convexités
- Fixation intégrée pour la ceinture

Les convexités moyennes:



Systèmes une pièce



STOMOCUR® Select medium convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 145 x 205 mm, volume 380 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 - 47 mm	55 mm	CSH20M1	1112831
15 - 40 mm	45 mm	CSH15M2	1112828
10 - 28 mm	35 mm	CSH10M3	1112826



Manipulation
aisée

STOMOCUR® Protect medium convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, système de vidange « Safe and Easy », surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 x 220 mm, volume 530 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
15 - 47 mm	55 mm	IPH15M1	1112846
15 - 40 mm	45 mm	IPH15M2	7834203
10 - 28 mm	35 mm	IPH10M3	7834200

Soins spéciaux



Doux et
flexible

STOMOCUR® Drainage Protect medium convexe

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, système de vidange large et flexible, surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 540 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	7834697
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	7834696
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	7834695



Cicatrisation bioactive de la peau

Notre plaque de base en alginate est l'un de nos meilleurs produits de protection cutané, qui offre à la fois des propriétés préventives et curatives. Disponible dans une grande variété de tailles, tant pour les poches vidangeables que pour les poches fermées.

L'alginate est utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement des plaies.

Caractéristiques:

- Guérison
- Absorbant
- Antibactérien
- Hémostatique
- Peut être utilisé sans aucun accessoire pour traiter les peaux à problèmes de manière économique


Comment agit l'alginate ?

Nous utilisons exclusivement de l'alginate naturel, que l'on trouve dans les algues brunes et qui peut absorber jusqu'à 20 fois son propre poids en liquide. L'alginate contenu dans notre protection cutanée absorbe l'humidité de la peau et est donc idéal pour guérir les plaies cutanées et les maintenir en bonne santé.

Domaines d'application :

- Peau à tendance allergique
- Plaie, peau péristomiale excoriée
- Hémorragie humide, peau péristomiale
- Ulcération de la peau péristomiale
- Stomies produisant une quantité excessive de mucus
- Sutures péristomiales infectées
- Le protecteur cutané à l'alginate peut être utilisé de manière préventive sur une peau non problématique afin d'éviter l'apparition de complications.

Dans la protection cutanée FORLIFE, l'alginate n'est pas seulement un oligo-élément, mais il est présent à 15%, ce qui est suffisamment significatif pour favoriser la guérison.



Pour peau sensible

STOMOCUR® Select Alginat

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, surface adhésive 110 x 110mm, dimensions de la poche 145 x 205 mm, volume 380 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
20 - 60 mm	CSA20	

Simple à utiliser



Pour peau sensible

STOMOCUR® Protect Alginat

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, système de vidange « Safe and Easy », surface adhésive 110 mm (Ø), dimensions de la poche 150 x 220 mm, volume 530 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
15 - 60 mm	IPA15	7834197

STOMOCUR® Select/Protect Alginat convexe

Pour les poches d'iléostomie convexes avec protection cutanée en alginat, voir page 20.



Pour ceux qui préfèrent un système de poche de stomie en deux pièces, nous proposons notre système Clic très apprécié pour les poches fermées et videangeables ainsi que pour les soins d'urostomie et de drainage.

Avec trois tailles d'anneaux d'encliquetage différentes (45 mm, 57 mm ou 70 mm) et avec des plaques de base planes ou convexes, le système Clic est flexible et s'adapte à de nombreux besoins. Vous avez le choix entre le Combiflange et l'alginate comme protection de la peau.

Caractéristiques :

- Système polyvalent, flexible et facile à connecter
- Un anneau d'arrêt unique peut être saisi par derrière pour réduire la pression lors de la mise en place de la poche
- Offre une connexion simple et stable entre la plaque de base et la poche
- Un clic audible confirme la fixation correcte, ce qui augmente la sécurité
- Revêtement en non-tissé doux pour un confort supplémentaire
- Grand choix de poches pour les deux plaques de base

Système deux pièces | Système clic | Plaques de base



STOMOCUR® Clic

Taille de la plaque 118 mm (Ø), contenu de l'emballage 5 pièces

	Ouverture	N° Article	Pharmacode
45	15 - 35 mm	CK4515	1112814
57	15 - 40 mm	CK5715	1112815
70	15 - 50 mm	CK7015	1112816



STOMOCUR® Clic Alginat

Taille de la plaque 118 mm (Ø), contenu de l'emballage 5 pièces

	Ouverture	N° Article	Pharmacode
45	15 - 35 mm	CA4515	
57	15 - 40 mm	CA5715	

Système deux pièces | Système clic | Plaques de base



Disponible
en 3 convexités
différentes

STOMOCUR® Clic convexe

Taille de la plaque 118 mm (Ø), contenu de l'emballage 3 pièces

	Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
45	15 - 35 mm	40 mm	CK4515V2	1112817
	15 - 25 mm	30 mm	CK4515V3	1112818
57	15 - 43 mm	50 mm	CK5715V1	1112819
	15 - 35 mm	40 mm	CK5715V2	1112820
	15 - 25 mm	30 mm	CK5715V3	1112821



STOMOCUR® Clic Alginat convexe

Taille de la plaque 118 mm (Ø), contenu de l'emballage 3 pièces

	Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
45	15 - 35 mm	40 mm	CA4515V2	
	15 - 25 mm	30 mm	CA4515V3	
57	15 - 43 mm	50 mm	CA5715V1	
	15 - 35 mm	40 mm	CA5715V2	
	15 - 25 mm	30 mm	CA5715V3	



STOMOCUR® Select Clic

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, dimensions de la poche 145 x 205 mm, volume 380 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

	Taille anneau clic	N° Article	Pharmacode
45	45 mm	CC45	1112811
57	57 mm	CC57	1112812
70	70 mm	CC70	1112813



STOMOCUR® Protect Clic

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, système de vidange « Safe and Easy », taille de la poche 150 x 220 mm, volume 530 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

	Taille anneau clic	N° Article	Pharmacode
45	45 mm	CI45	7833158
57	57 mm	CI57	7800967
70	70 mm	CI70	7833160

Avec vidange discret « Safe and Easy »

Aussi disponible dans notre assortiment d'urostomie. Voir page 36.



STOMOCUR® Drainage Protect Clic transparent

Transparent, filtre, revêtement en non-tissé doux d'un côté, système de vidange large et souple, dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 540 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

	Taille anneau clic	N° Article	Pharmacode
70	70 mm	CDP70T	7833154



Notre vaste gamme de poches d'urostomies est conçue pour une capacité maximale et un encombrement minimal. La forme unique anti-torsion facilite la vidange. Disponible avec une vidange souple ou un robinet rotatif pour plus de sécurité et de commodité, ainsi qu'avec une protection cutanée plane ou convexe.

Dans le cadre de notre portefeuille d'urostomie, nous proposons également, en plus de notre protection cutanée Combiflange, des plaques de base Microskin avec une surface adhésive semi-perméable. Ce produit ultra-mince, élastique et respirant s'adapte facilement aux contours et aux plis du corps, réduisant ainsi considérablement le risque de fuite. Microskin est respirant et perméable à la vapeur d'eau, assure une peau plus saine et offre au porteur une liberté de Douxvement ultime.

Disponible :

- Trois variantes de protection de la peau : Combiflange, Microskin, sans gélatine
- En plane et convexe
- Disponible en une ou deux pièces

Nos poches d'urostomie ont les caractéristiques suivantes :

- Au choix avec vidange souple ou robinet rotatif
- Bouchon de fermeture pour la vidange du robinet rotatif
- Forme anti-torsion
- Raccordement facile à une poche de lit et de jambe
- Le clapet anti-retour empêche l'urine de refluer
- Technologie « Window » pour un positionnement facile
- Revêtement souple en non-tissé - silencieuse, non adhérente, confortable
- Disponible également en transparent



STOMOCUR® Safe

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange souple, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 130 × 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
15 - 60 mm	USH15F	7766905

STOMOCUR® Safe transparent

Transparent, revêtement en non-tissé doux sur un côté, système de vidange douce, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
10 - 60 mm	USH10FT	



STOMOCUR® Twist & Safe

Window, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, valve à robinet rotatif, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 130 × 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
10 - 60 mm	USH10H	7840266

Disponible
en 3 convexités
différentes



Hauteur
convexité
7 mm

STOMOCUR® Safe convexe

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange souple, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 130 x 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1F	7834220
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2F	7727225
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3F	7727219




Souple et
confortable



STOMOCUR® Twist & Safe convexe

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, valve à robinet rotatif, surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 130 x 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1H	7840267
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2H	1112862
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3H	1112863



Avec robinet
rotatif «
Twist and
Safe »





STOMOCUR® Safe medium convexe

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange souple, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 130 x 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
10 - 47 mm	55 mm	USH10M1F	1112855
10 - 40 mm	45 mm	USH10M2F	1112857
10 - 28 mm	35 mm	USH10M3F	7834218



Souple et confortable



STOMOCUR® Twist & Safe medium convexe

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, valve à robinet rotatif, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 130 x 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
10 - 47 mm	55 mm	USH10M1H	1121891
10 - 40 mm	45 mm	USH10M2H	1112857
10 - 28 mm	35 mm	USH10M3H	1112860



Avec robinet rotatif « Twist and Safe »





Doux et confortable

STOMOCUR® Safe Clic

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange souple, dimensions de la poche 130 × 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

	Taille anneau clic	N° Article	Pharmacode
45	45 mm	CU45F	7833179
57	57 mm	CU57F	7752088



Avec robinet rotatif « Twist and Safe »

STOMOCUR® Twist & Safe Clic

Window, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, valve à robinet rotatif, dimensions de la poche 130 × 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

	Taille anneau clic	N° Article	Pharmacode
45	45 mm	CU45H	7840270
57	57 mm	CU57H	7840269

Pour choisir les plaques de base adaptées : page 28 (STOMOCUR® Clic) et page 29 (STOMOCUR® Clic convexe).


 Doux et
confortable

STOMOCUR® Safe Microskin

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange souple, surface adhésive 135 × 100 mm, dimensions de la poche 130 × 195 mm, volume 420 ml, contenu du paquet 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
13 – 50 mm	USM13F	1112866

STOMOCUR® Safe Microskin transparent

Transparent, revêtement en non-tissé doux sur un côté, système de vidange souple

Ouverture	N° Article	Pharmacode
13 – 50 mm	USM13FT	7834149


 Avec robinet
rotatif «
Twist and
Safe »

STOMOCUR® Twist & Safe Microskin

Window, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, valve à robinet rotatif, surface adhésive 135 × 100 mm, dimensions de la poche 130 × 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
13 – 50 mm	USM13H	1112867

STOMOCUR® Twist & Safe Microskin transparent

Transparent, revêtement en non-tissé doux d'un côté, robinet rotatif

Ouverture	N° Article	Pharmacode
13 – 50 mm	USM13HT	1112868

Urostomie Systèmes une pièce



Doux et
confortable

STOMOCUR® Safe sans gélatine transparent

Transparent, revêtement en non-tissé souple d'un côté, système de vidange souple, surface adhésive 118 mm (Ø), dimensions de la poche 130 x 195 mm, volume 420 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
15 - 60 mm	USG15FT	



Matériel complémentaire



STOMOCUR® Adaptateur uro

Pour raccorder les poches de lit aux poches d'urostomie STOMOCUR®, contenu de l'emballage 5 pièces

N° Article	Pharmacode
USZ1	7741590



STOMOCUR® Uro Bouchons de fermeture

À fixer sur le système de vidange STOMOCUR® « Twist and Safe », contenu de l'emballage 5 pièces

N° Article	Pharmacode
USZ2	1112869



sans gélatine

Pour les patients stomisés qui n'utilisent pas de produits contenant de la gélatine ou d'autres ingrédients d'origine animale, nous proposons notre gamme de poches avec protection cutanée sans gélatine.

Grâce à l'utilisation de composants naturels et végétaux, ces poches sont tout aussi douces pour la peau et ne font aucun compromis en matière de confort et de sécurité.

La protection cutanée utilisée contient un hydrocolloïde hypoallergénique sans gélatine et est disponible dans nos colostomies monobloc, colostomie Select, les poches videangeables en une seule pièce, les poches de Protect Ileostomie et les poches d'urostomie Safe.

Caractéristiques :

- Fin et flexible
- Particulièrement doux pour la peau
- Haute adhérence

Systèmes une pièce



STOMOCUR® **Select** sans gélatine

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, surface adhésive 110 mm (Ø), dimensions de la poche 145 x 205 mm, volume 380 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
20 - 60 mm	CSG20	



STOMOCUR® **Protect** sans gélatine

Window, filtre, revêtement en non-tissé doux des deux côtés, système de vidange « Safe and Easy », surface adhésive 110 mm (Ø), dimensions de la poche 150 x 220 mm, volume 530 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
20 - 60 mm	IPG20	

Avec
système
de vidange
discrète «
Safe and
Easy

STOMOCUR® Safe transparent sans gélatine - poche d'urostomie bâche avec protection cutanée sans gélatine, voir page 38.



Soins particuliers

Notre gamme complète de produits pour les soins spéciaux a été conçue pour les professionnels de la santé et comprend des poches de drainage de différents types ainsi que des poches pour les soins pédiatriques.

Soins pédiatriques :

- Deux options pour les prématurés jusqu'à 900 g et les nourrissons jusqu'à 5000 g
- Hydrocolloïde doux et agréable pour la peau
- Revêtement en non-tissé doux d'un côté, dos transparent pour une observation facile
- La poche fermée est découpable et peut être utilisée comme poche vidangeable à l'aide d'un clip ou d'une bande adhésive souple

Poches de drainage :

- Grandes plaques flexibles de protection de la peau combinées à des poches transparentes flexibles - idéales pour favoriser la cicatrisation tout en facilitant l'observation
- Ports de drainage à haut débit avec évacuation souple
- Les orifices d'accès intégrés permettent d'accéder facilement sans avoir à retirer la poche
- Une gamme de formes et de tailles pour répondre aux besoins des patients

Poche Drainage Protect :

- Disponible en plane, convexe et medium convexe
- Revêtement en non-tissé souple avec fenêtre pour un positionnement et une observation faciles
- Filtre MPC pour le contrôle des odeurs
- Grande valve de système de vidange
- Hydrocolloïde hypoallergénique pour la protection de la peau



SONDERVORSORGUNG



HYDROKOLLOID

Matériel pédiatrique



Pour les
prématurés
jusqu'à 900 g

STOMOCUR® Prémature

Transparent, filtre, revêtement en non-tissé souple sur un côté, surface adhésive 40 mm, taille de la poche 110 mm x 45 mm, volume 20 ml, contenu de l'emballage 20 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
3 mm	P3003	1112848



Pour les
nourrissons
jusqu'à
5000 g

STOMOCUR® Prémature Combi

Transparent, revêtement en non-tissé souple sur un côté, surface adhésive 40 mm, taille de la poche 210 mm x 45 mm, volume 90 ml, contenu de l'emballage 30 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
3 mm	P3203	1112849



SONDERVERSORGUNG



HYDROKOLLOID

Soins spéciaux

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Extra Small, ouverture 10 mm, film : transparent,
contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	découpe max.	Ouverture d'accès	Pharmacode
SDE2-XSA	90 x 180 mm	ø 120 mm	7840271

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Small, ouverture 10 mm, film : transparent,
contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	découpe max.	Ouverture d'accès	Pharmacode
SDE2-SA	240 x 155 mm	ø 120 mm	7840272

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Medium, ouverture 10 mm, film : transparent,
contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	découpe max.	Ouverture d'accès	Pharmacode
SDE2-MA	85 x 250 mm	ø 120 mm	7840273

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Large, ouverture 10 mm, film : transparent,
contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	découpe max.	Ouverture d'accès	Pharmacode
SDE2-LA	160 x 200 mm	ø 120 mm	7840274



SONDERVERSORGUNG



HYDROKOLLOID

Soins spéciaux

STOMOCUR® Drainage small - large

Transparent avec graduation imprimée, anti-retour, soupape de système de vidange avec adaptateur, contenu du paquet 30 pièces

Ouverture	Capacité	N° Article	Pharmacode
3 mm	50 ml	DP2503XS	1112838
5 mm	150 ml	DP4005S	1112840
5 mm	300 ml	DP4005	1112839





SONDERVERSORGUNG



COMBIPLANGE



Konvex®

Medium
Konvex®Doux et
flexible

Soins spéciaux

**STOMOCUR® Drainage Protect**

Window, filtre, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange large et souple, surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 540 ml, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	N° Article	Pharmacode
20 – 60 mm	DP5020	7833187

**STOMOCUR® Drainage Protect convexe**

Window, filtre, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange large et souple, surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 540 ml, hauteur de convexité 7 mm, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	1112837
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	7833185
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	1112836

Disponible
en 3 convexités
différentes

**STOMOCUR® Drainage Protect
medium convexe**

Window, filtre, revêtement en non-tissé souple des deux côtés, système de vidange large et souple, surface d'adhérence 118 mm (Ø), dimensions de la poche 150 × 220 mm, volume 540 ml, hauteur de convexité 3,5 mm, contenu de l'emballage 10 pièces

Ouverture	Taille plaque	N° Article	Pharmacode
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	7834697
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	7834696
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	7834695

Disponible
en 3 convexités
différentes



SONDERVERSORGUNG

Zubehör



STOMOCUR® Drainage Protect Poche de nuit

Tuyau à grand diamètre et résistant aux plis, adaptateur intégré pour le raccordement à toutes les poches FORLIFE Drainage Protect, contenu du paquet 5 pièces

Longueur du tuyau	Volume	N° Article	
130 cm	2000 ml	DPB2000	

Compatible avec:

STOMOCUR® Drainage Protect
STOMOCUR® Drainage Protect convexe
STOMOCUR® Drainage Protect medium convexe
STOMOCUR® Drainage Protect Clic

Ouverture	Taille plaque	N° Article	
20 – 60 mm	-	DP5020	
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	
Anneau: 70 mm	-	CDP70T	

Matériel complémentaire

FORLIFE assure une une sécurité et une tranquillité d'esprit supplémentaires grâce à sa gamme de poches et d'accessoires.

Contient :

- Plaques de protection cutanée hydrocolloïde
- Anneaux de protection de la peau
- Lotion de soin
- Différentes variantes de pâtes de protection de la peau
- Poudres de protection pour la peau
- Sprays dissolvant d'adhésif
- Gélifiants superabsorbants
- Bandes de fixation
- Ceintures de stomie
- Adaptateur pour poche d'urostomie pour le raccordement des poches de lit et de jambe
- Bouchons pour poche d'urostomie
- Ciseaux



Matériel complémentaire



STOMOCUR® Anneaux de protection

Composé d'un matériau hydrocolloïde, il sert de protection de la peau périostomiale et pour l'étanchéité, diamètre extérieur de 48 mm ou 63 mm, épaisseur du matériau 2,4 mm, contenu de l'emballage 30 pièces

Taille	N° Article	Pharmacode
10 mm	48101	7834687
15 mm	48151	7834688
20 mm	48201	7834689
25 mm	63251	7834690
30 mm	63301	7834691
35 mm	63351	7834692

DE NOUVEAU DISPONIBLE!



SXH7515

ENTERACUR® Skin X® Anneaux de protection hydrocolloïde

Les anneaux de protection ENTERACUR® Skin X® ont été conçus pour protéger les peaux sensibles et se fixent facilement autour des sondes, des sondes ou des boutons.

Protection très efficace de la peau et absorption des fuites autour de la zone des gastrostomies. Contenu de l'emballage 30 pièces

Ø extérieur	Ø intérieur	N° Article	Pharmacode
50 mm	3 mm	SXH5003	
50 mm	7 mm	SXH5007	
75 mm	10 mm	SXH7510	
75 mm	15 mm	SXH7515	



SXA5003

ENTERACUR® Skin X® Anneaux de protection absorbant

Les anneaux de protection ENTERACUR® Skin X® ont été conçus pour protéger les peaux sensibles et se fixent facilement autour des sondes, des sondes ou des boutons.

Protection très efficace de la peau et absorption des fuites autour de la zone des gastrostomies. Contenu de l'emballage 100 pièces

Ø extérieur	Ø intérieur	N° Article	Pharmacode
50 mm	3 mm	SXA5003	
50 mm	7 mm	SXA5007	
75 mm	10 mm	SXA7510	
75 mm	15 mm	SXA7515	



Matériel complémentaire



STOMOCUR® Pâte de protection

Pour l'application externe sur la peau autour de la stomie, comble les inégalités entre la stomie et la plaque de protection cutanée, disponible avec ou sans alcool, contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	Contenu	Pharmacode
CP2050 (avec alcool)	56 g	3121626
PASTEOA (sans alcool)	56 g	7713447



STOMOCUR® Poudre de protection

La poudre absorbe l'humidité de la peau autour de la stomie, garantit une meilleure adhérence à la stomie, contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	Contenu	Pharmacode
HP30	30 g	4364472



STOMOCUR® Bande de fixation

Doux pour la peau et très élastique, prolonge la durée de port, prévient le décollement et l'enroulement du support, pour plus de sécurité et de confort, contenu de l'emballage 20 pièces



N° Article	Pharmacode
FS20	7833188



Matériel complémentaire



STOMOCUR® Safety

La lotion de soin pour la peau s'applique en couche très fine sur la peau péristomiale, afin de prévenir les irritations cutanées, contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	Contenu	Pharmacode
SSAFETY100	100 ml	3121810



STOMOCUR® EmplaSectal

Pour retirer facilement les plaques de protection de la peau sans risque pour la peau, pratique sous forme de spray, contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	Contenu	Pharmacode
EMPLASECTAL	50 ml	7834698



STOMOCUR® Ceinture de stomie

Ceinture de stomie en deux longueurs, réglable, largeur 3 cm, contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article	Longueur	Pharmacode
AB01	100 cm	4723445
AB02	120 cm	7834694



STOMOCUR® SGX

Géifiant superabsorbant à action rapide, facile à utiliser, utile pour les porteurs d'iléostomie ou de colostomie dont l'élimination est plus liquide, réduit le gonflement des poches, le bruit des poches et les odeurs, idéal en voyage, contenu de l'emballage 30 pièces

N° Article	Pharmacode
SGX30	1112850



Matériel complémentaire



STOMOCUR® **Adapteur Uro**

Pour raccorder les poches de lit aux poches d'urostomie STOMOCUR®, contenu de l'emballage 5 pièces

N° Article	Pharmacode
USZ1	7741590



STOMOCUR® **Uro bouchon de fermeture**

À fixer sur la purge STOMOCUR® « Twist and Safe », contenu de l'emballage 5 pièces

N° Article	Pharmacode
USZ2	1112869



STOMOCUR® **Ciseaux**

Ciseaux à lames arrondies pour découper les ouvertures de la plaque de base, contenu de l'emballage 1 pièce

N° Article
SSchere

Table des matières par numéro d'article

N° Article	Découpe	Pharmacode	Page
48101	10 mm	7834687	48
48151	15 mm	7834688	48
48201	20 mm	7834689	48
63251	25 mm	7834690	48
63301	30 mm	7834691	48
63351	35 mm	7834692	48
AB01		4723445	50
AB02		7834694	50
CA4515	15 mm – 35 mm		28
CA4515V2	15 mm – 35 mm		29
CA4515V3	15 mm – 25 mm		29
CA5715	15 mm – 40 mm		29
CA5715V1	15 mm – 43 mm		29
CA5715V2	15 mm – 35 mm		29
CA5715V3	15 mm – 25 mm		29
CAA10M3B	10 mm – 28 mm		14
CAA10V3B	10 mm – 25 mm		12
CAA15V2B	15 mm – 40 mm		14
CAA15V2B	15 mm – 35 mm		12
CAA20V1B	20 mm – 47 mm		14
CAA20V1B	20 mm – 43 mm		12
CAH10M3B	10 mm – 28 mm		13
CAH10V3B	15 mm – 25 mm		11
CAH15M2B	15 mm – 40 mm		13
CAH15V2B	15 mm – 25 mm		11
CAH20M1B	20 mm – 47 mm		13
CAH20V1B	15 mm – 25 mm		11
CC45	45 mm	1112811	30
CC57	57 mm	1112812	30
CC70	70 mm	1112813	30
CDP70T	70 mm	7833154	31
CI45	45 mm	7833158	30
CI57	57 mm	7800967	30
CI70	70 mm	7833160	30
CK4515	15 mm – 35 mm	1112814	28
CK4515V2	15 mm – 35 mm	1112817	29
CK4515V3	15 mm – 25 mm	1112818	29
CK5715	15 mm – 40 mm	1112815	28
CK5715V1	15 mm – 43 mm	1112819	29
CK5715V2	15 mm – 35 mm	1112820	29
CK5715V3	15 mm – 25 mm	1112821	29
CK7015	15 mm – 50 mm	1112816	28
CP2050		3121626	48
CSA10V3	10 mm – 25 mm		20
CSA15V2	15 mm – 35 mm		20

Table des matières par numéro d'article

N° Article	Découpe	Pharmacode	Page
CSA20	20 mm – 60 mm		26
CSA20V1	20 mm – 43 mm	1112823	20
CSC20	20 mm – 50 mm	7772535	16
CSG20	20 mm – 60 mm		40
CSH10M3	10 mm – 28 mm	1112826	23
CSH15M2	15 mm – 40 mm	1112828	23
CSH20	20 mm – 60 mm	1112829	16
CSH20M1	20 mm – 47 mm	1112831	23
CSH20V1	20 mm – 43 mm	1112833	19
CSH20V2	20 mm	1112834	19
CSH20V3	20 mm	1112835	19
CU45F	45 mm	7833179	36
CU45H	45 mm	7840270	36
CU57F	57 mm	7752088	36
CU57H	57 mm	7840269	36
DP10M3	10 mm – 28 mm	7834695	24 et 45
DP10V3	10 mm – 25 mm	1112836	21 et 45
DP15M2	15 mm – 40 mm	7834696	24 et 45
DP15V2	15 mm – 35 mm	7833185	21 et 45
DP20M1	20 mm – 47 mm	7834697	24 et 45
DP20V1	20 mm – 43 mm	1112837	21 et 45
DP2503XS	3 mm	1112838	44
DP4005	5 mm	1112839	44
DP4005S	5 mm	1112840	44
DP5020	20 mm – 60 mm	7833187	17 et 45
EMPLASECTAL		7834698	50
FS20		7833188	49
HP30		4364472	49
IAA10M3B	10 mm – 28 mm		14
IAA10V3B	10 mm – 25 mm		12
IAA15M1B	15 mm – 47 mm		14
IAA15M2B	15 mm – 40 mm		14
IAA15V1B	15 mm – 43 mm		12
IAA15V2B	15 mm – 35 mm		12
IAH10M3B	10 mm – 28 mm		13
IAH10V3B	10 mm – 25 mm		11
IAH15M1B	15 mm – 47 mm		13
IAH15M2B	15 mm – 40 mm		13
IAH15V1B	15 mm – 43 mm		11
IAH15V2B	15 mm – 35 mm		11
IPA15	15 mm – 60 mm	7834197	26
IPA15V1	15 mm – 43 mm	1112843	20
IPA15V2	15 mm – 35 mm	1112844	20
IPG20	20 mm – 60 mm		40
IPH10M3	10 mm – 28 mm	7834200	23

Table des matières par numéro d'article

N° Article	Découpe	Pharmacode	Page
IPH15	15 mm – 60 mm	7834202	16
IPH15M1	15 mm – 47 mm	1112846	23
IPH15M2	15 mm – 40 mm	7834203	23
IPH20V1	20 mm – 43 mm	7800966	19
IPH20V2	20 mm – 35 mm	7834210	19
IPH20V3	20 mm – 25 mm	7834211	19
P3003	3 mm	1112848	42
P3203	3 mm	1112849	42
PASTEOA		7713447	49
SDE2-LA	160 × 200 mm	7840274	43
SDE2-MA	85 × 250 mm	7840273	43
SDE2-SA	240 × 155 mm	7840272	43
SDE2-XSA	90 × 180 mm	7840271	43
SGX30		1112850	50
SSAFETY100		3121810	50
SSchere			51
SXA5003	3 mm / 50 mm		48
SXA5007	7 mm / 50 mm		48
SXA7510	10 mm / 75 mm		48
SXA7515	15 mm / 75 mm		48
SXH5003	3 mm / 50 mm		48
SXH5007	7 mm / 50 mm		48
SXH7510	10 mm / 75 mm		48
SXH7515	15 mm / 75 mm		48
USG15FT	15 mm – 60 mm		38
USH10FT	10 mm – 60 mm		33
USH10H	10 mm – 60 mm		33
USH10M1F	10 mm – 47 mm	1112855	35
USH10M1H	10 mm – 47 mm	1121891	35
USH10M2F	10 mm – 40 mm	1112857	35
USH10M2H	10 mm – 40 mm	1112857	35
USH10M3F	10 mm – 28 mm	7834218	35
USH10M3H	10 mm – 28 mm	1112860	35
USH10V1F	10 mm – 43 mm	7834220	34
USH10V1H	10 mm – 43 mm	7840267	34
USH10V2F	10 mm – 35 mm	7727225	34
USH10V2H	10 mm – 35 mm	1112862	34
USH10V3F	10 mm – 25 mm	7727219	34
USH10V3H	10 mm – 25 mm	1112863	34
USH15F	15 mm – 60 mm	7766905	33
USM13F	13 mm – 50 mm	1112866	37
USM13FT	13 mm – 50 mm	7834149	37
USM13H	13 mm – 50 mm	1112867	37
USM13HT	13 mm – 50 mm	1112868	37
USZ1		7741590	38 et 51
USZ2		1112869	38 et 51

STOMOCUR® Nomenclature des articles

Système une pièce

US	H	10	M	3	F
Position 1: Poche	Position 2: Protection cutanée	Position 3: Ouverture	Position 4: Complément 1	Position 5: Convexité	Position 6/7: Complément 2/3
CS = Colostomie Select	A = Alginat	10 = 10 mm	L = Large	0 = Convexité 0	B = Noir
CSC = Colostomie Select Cap	B = Poche de nuit	15 = 15 mm	M = Medium konvex	1 = Convexité 1	F = Vidange uro flexible
DP = Drainage Protect	G = Sans gelatine	20 = 20 mm	S = Small	2 = Convexité 2	H = Vidange uro dure
IP = Iléostomie Protect	H = Hydrokolloïde	2000 = 2000 ml de volume	V = Konvex	3 = Convexité 3	NF = Sans filtre
P = Prémature	M = Microskin	2070 = 20 mm Ouverture	XS = Extra small		T = Transparent
US = Urostomie Safe		70 mm max. Découpable			Z = Accessoire

Système deux pièces

C	K	5715		V	2	F
Position 1: Système	Position 2: Poche / plaque	Position 3: Anneau clic / Anneau clic et ouverture		Position 4: Complément 1	Position 5: Convexité	Position 6/7: Complément 2/3
C = Clic	A = Alginat	45 = Anneau de 45mm	10 = 10 mm	M = Medium Convexe	0 = Convexité 0	F = Vidange uro flexible
	C = Colostomie	57 = Anneau de 57mm	15 = 15 mm	S = Small	1 = Convexité 1	H = Vidange uro dure
	DP = Drainage Protect	70 = Anneau de 70mm	20 = 20 mm	V = Convexe	2 = Convexité 2	B = Noir
	I = Iléostomie		etc.		3 = Convexité 3	T = Transparent
	K = Contourné					Z = Accessoire
	U = Urostomie					

- Uniquement des lettres majuscules et des chiffres
- Pas d'espaces
- Window est standard, n'est pas utilisé dans Référence de l'article
- Safe & Easy est standard, n'est pas mentionné dans la rubrique Référence de l'article
- Filtre (Ileo, Colo) est standard, n'est pas mentionné dans la référence
- Les produits SDE2 ainsi que le KUBB2000 et le DPB2000 ne sont pas mentionnées dans la nomenclature des articles
- Les autres différences sont mentionnées dans le texte de l'article Article nommé

Conditions générales de vente all4care

Domaine d'application

Les conditions générales de vente (CGV) ci-après régissent le rapport entre la société all4care SA, Route du Verney 18, 1070 Puidoux, et ses clients. Les CGV constituent la base des contrats conclus entre les clients et la société all4care SA. Les CGV sont réputées acceptées lors de chaque commande du client. Toutes autres conditions dérogeant aux présentes CGV doivent faire l'objet d'un accord écrit avec la société all4care SA. Les CGV peuvent être consultées sur l'adresse www.all4care.ch et sont contraignantes.

Prix de vente

Tous nos prix sont indiqués en francs suisses (CHF). La TVA suisse est incluse. Les fautes d'impression et erreurs similaires de la liste de prix sont réservées. La version valable de la liste de prix est la dernière version mise à jour. La société all4care SA se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Toute modification des prix nécessite une offre écrite de la société all4care SA.

Conditions de paiement

Toutes les factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Toute dérogation doit être confirmée par écrit par la société all4care SA. En cas de rappel, la société all4care SA se réserve le droit d'exiger des frais de rappel échelonnés à partir de la deuxième relance, d'un montant de CHF 10.- à 15.-. La marchandise livrée reste la propriété de la société all4care SA jusqu'au paiement intégral de la facture. Le paiement anticipé ou la livraison contre remboursement peut être exigé à tout moment par la société all4care SA. En cas de réclamation concernant un produit ou une livraison, la marchandise est remplacée et ne donne pas le droit de retenir le montant de la facture.

Les produits figurant sur la Liste des moyens et appareils (LiMA) de la Loi fédérale sur l'assurance maladie sont facturés directement avec les assurances, à condition que la société all4care SA reçoive les données d'assurance complètes et exactes nécessaires à cet effet. La quote-part du client (franchise et participation aux frais) est facturée directement au client par les assureurs.

Vente et conditions de livraison

Tous les produits sont proposés par la société all4care SA en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Sauf demande contraire du client, toutes les livraisons sont effectuées par La Poste suisse. Les frais de port pour les livraisons aux clients sont à la charge exclusive de ceux-ci. Le délai de livraison des marchandises en stock est généralement de 24 heures

en semaine. Ce délai de livraison n'est pas contractuel. La livraison peut être effectuée en plusieurs parties. Le supplément des envois par express (effectués sur demande du client) est à la charge du client. Toutes les livraisons à l'étranger et les demandes de livraison spéciales du client sont facturées sur la base des frais effectifs.

Responsabilité

Toute responsabilité est exclue en cas d'utilisation inappropriée de la part du client des produits livrés par la société all4care SA comme une utilisation erronée ou un stockage inadéquat. Le client peut trouver dans les notices du fabricant des indications sur son utilisation. S'il existe des défauts et qu'ils ont fait l'objet d'une réclamation dans les délais requis, la société all4care SA doit exécuter une prestation corrective. Si la prestation corrective échoue ou si la société all4care SA n'est pas en mesure de l'exécuter, le client a le droit de résilier le contrat. Pour le reste, les dispositions légales s'appliquent. La société all4care SA remplit ses obligations contractuelles. En cas de violation non fautive de ces obligations, toute responsabilité est exclue. La preuve de la faute incombe au client. Toute responsabilité envers les tiers est exclue.

Retour de la marchandise


Le retour d'une marchandise livrée par la société all4care SA est possible jusqu'à un maximum de 10 jours après réception. La marchandise doit être retournée dans son emballage d'origine intact. De plus, la marchandise doit encore avoir une date de péremption minimale de 6 mois et ne doit pas être ouverte. Les produits spécialement fabriqués ou achetés pour un client ne peuvent pas être retournés. La société all4care SA se réserve le droit de facturer au client des frais administratifs afin de couvrir les coûts provoqués par le retour. Ces frais s'élèvent normalement à 20 % de la valeur de la marchandise. Les remboursements sont payés exclusivement au destinataire de la facture. Les frais de retour sont à la charge du client.

Droit applicable et for juridique


Seul le droit suisse est applicable. Le lieu d'exécution et le for juridique est Puidoux.

Puidoux, le 20 juillet 2022


Notes:



Notes:



Notes:





all4care

all4care SA
Route du Verney 18
CH-1070 Puidoux

Tél. 058 255 12 33

Fax 058 255 12 32

info@stomocur.ch

www.stomocur.ch

FORLIFE
BERLIN