



STOMOCUR[®]

Produktkatalog 2025
Stomaversorgung

Vorwort

FORLIFE steht bereits seit über 30 Jahren für qualitativ hochwertige Produkte, die dem medizinischen Fachhandel, Kliniken und Apotheken wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards – Made in Germany – ermöglichen.

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, ausschließlich in Deutschland zu forschen, zu entwickeln und zu produzieren. So wie das Vertrauen auf die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter gehört auch der Standort Deutschland zu unserer Unternehmensphilosophie. Es freut uns ganz außerordentlich, dass es uns gelungen ist, Mitarbeiter, die bereits seit Beginn an für FORLIFE arbeiten, mit jüngeren Nachwuchskräften in einem Team zu vereinen und somit bewährte Technologien mit Innovation zu verbinden.



Der Fortschritt ist ein elementarer Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolgs. Daher bauen wir neben der Erfahrung unserer Mitarbeiter auch auf hochmoderne Produktionsmaschinen. Der Einsatz neuester Technologien und die Nutzung effizienter Produktionsmethoden sichert langfristig die wirtschaftliche Produktion hochqualitativer und innovativer Produkte in Deutschland.

Das Stoma ideal zu versorgen und dem Stomaträger einen selbstbestimmten Alltag unter Erhalt einer hohen Lebensqualität zu ermöglichen, ist das Ziel unserer Produkte und tagtäglichen Arbeit.

Ihr Team der FORLIFE



Immer richtig versorgt mit STOMOCUR®

Unsere STOMOCUR®-Beutel werden in Deutschland hergestellt und zeichnen sich durch innovative und einzigartige Eigenschaften aus. Wir verwenden Hautschutzmaterialien aus natürlichen Inhaltsstoffen, welche die Hautgesundheit fördern und Reizungen sowie Entzündungen reduzieren.

Mit unseren bequem und sicher zu tragenden Beuteln, die Selbstvertrauen und Komfort ermöglichen, sorgen wir bei Ihnen für eine gesunde Haut.

Alle unsere Produkte sind aus einem sehr weichen, schnell trocknenden Vliesstoff hergestellt. Er besteht aus Polyethylen (PE), klebt nicht an der Kleidung und ist weich auf der Haut, mit dem Ziel Hautreaktionen zu vermeiden. Unsere Hautschutzmaterialien bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen, welche sowohl die Gesundheit der Haut als auch Reizungen und Entzündungen reduzieren.

Viele unserer Beutel sind mit einer „Window“-Technologie ausgestattet, damit Patienten und medizinisches Fachpersonal das Stoma besser sehen können.

Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind STOMOCUR®-Beutel als einteiliges System, bei dem die Platte direkt mit dem Beutel verbunden ist und als zweiteiliges „Clic“-System erhältlich, bei dem der Beutel entfernt und ersetzt werden kann, ohne dass die Platte ausgetauscht werden muss.

Unser Kolostomiesortiment Select hat die Beutelform einer symmetrischen Acht. Die Form ist so konzipiert, dass sie auf beiden Seiten des Körpers

getragen werden kann und das bei maximaler Kapazität und minimalem Volumen. Somit kann das Produkt länger getragen werden und fällt unter der Kleidung nicht auf.

Unser einzigartiger Aktivkohlefilter ist fester Bestandteil aller unserer Kolostomiebeutel. Dies gewährleistet eine geruchsfreie Nutzung durch den Träger.

Unsere Ileostomie-Ausstreifbeutel Protect sind mit der patentierten MPC-Filtertechnologie (Moisture Protect Composition) - einer zusätzlichen Schutzschicht, welche die Flüssigkeitsaufnahme verhindert, den Träger geruchsfrei hält und dafür sorgt, dass unerwünschte Gase entweichen können - ausgestattet. Alle Ausstreibbeutel haben unseren einzigartigen, leicht zu bedienenden „Safe and Easy“ Auslass.





Unser Sortiment an Urostomiebeuteln Safe ist mit Soft-Auslass sowie Twist & Safe-Drehhahnventilen erhältlich und bietet somit Auswahl, Komfort und Vertrauen. Bei allen Urostomiebeuteln werden passende Adapter beigelegt. „Twist & Safe“ Beutel werden zusätzlich mit einem Verschlussstopfen geliefert.

Weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Produktreihen finden Sie auf den folgenden Seiten unseres STOMOCUR® Produktkatalogs.






Konvexe Versorgung

Zur Vermeidung von Kompromissen bei Sicherheit und Komfort ist manchmal der Einsatz von konvexen Versorgungen notwendig. STOMOCUR® bietet hier insgesamt vier verschiedene Konvexitäten in zwei unterschiedlichen Höhen an. Unterschiede in der Breite und der Höhe des eingearbeiteten Kegels erlauben eine optimale Anpassung an die körperlichen Gegebenheiten.



Konvex



Medium Konvex

Inhaltsverzeichnis



Primo

Unsere Beutel mit einem ultra-weichem, 100% blickdichtem und wasserabweisendem Cover in elegantem Schwarz und asymmetrischem Beuteldesign.

Seite 10



HYDROKOLLOID

Hydrokolloid

Ein weicher, flexibler, hypoallergener Hautschutz.

Seite 15



COMBIFLANGE

Combiflange Hydrokolloid

Konturiertes Hydrokolloid für eine hervorragende Haftung und ein hohes Maß an Sicherheit.

Seite 15



Konvex®

7 mm Konvexität.
Mit konturiertem Combiflange oder Alginat-Hautschutz erhältlich. Auch bei Drainagebeuteln mit Combiflange verfügbar.

Seite 18



Medium Konvex®

3,5 mm Konvexität.
Mit konturiertem Combiflange erhältlich. Auch bei Drainagebeuteln mit Combiflange verfügbar.

Seite 22



Alginat

Ein alginathaltiger Hautschutz. Fördert die Integrität der Haut, absorbiert Feuchtigkeit und hilft, wunde Haut zu heilen.

Seite 25



Clic System

Ein vielseitiges, flexibles und unauffälliges zweiteiliges System.

Seite 27



Urostomie

Verfügbar mit Drehhahnventil und Softauslass mit verschiedenen Hautschutzmaterialien.

Seite 32



Microskin

Der dünnste und flexibelste Hautschutz.

Seite 37



gelatinefrei

gelatinefrei

Verwendung eines hydrokolloiden Hautschutzes ohne Gelatine oder andere tierische Bestandteile Sanft zur Haut.

Seite 39



SONDERVERSORGUNG

Sonderversorgung

Umfangreiches Sortiment für die Versorgung ganz besonderer medizinischer Gegebenheiten.

Seite 41



Zubehör

Ein umfassendes Angebot an Zubehörartikeln.


Seite 47

Immer optimal versorgt mit STOMOCUR®


Unsere STOMOCUR®-Beutel werden in Berlin entwickelt und mittels moderner Produktionstechniken und hochwertigen Rohstoffen hergestellt. Sie zeichnen sich durch innovative und einzigartige Eigenschaften aus, welche den medizinischen Bedürfnissen von Fachkräften und Patienten entsprechen.

Beutelformen

Symmetrisch



Asymmetrisch



Ablässe



Softauslass -
Urostomie



„Twist and Safe“
Auslass -
Urostomie



„Safe and Easy“
Auslass -
Ileostomie



Großer Softauslass
- Drainage

Systeme

Einteilig



Zweiteilig



+



Covermaterial



Vlies



Textil



NEU



„Window“-Technologie



Die meisten unserer Beutel sind mit einem von der FORLIFE erfundenen "Window" ausgestattet. Dieses ermöglicht eine einfache Positionierung und Beobachtung.

Filter




Aktivkohlefilter - Kolostomie

MPC-Filter - Ileostomie

MPC-Filtertechnologie (Moisture Protect Composition) =
Zusätzliche Schutzschicht, welche eine Flüssigkeitsaufnahme verhindert.

Konvexitäten



Weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Produktreihen finden Sie auf den folgenden Seiten unseres STOMOCUR® Produktkatalogs.

PRIMO®

NEU

Unsere neue Primo® Produktrange ist eine Kombination aus den bewährten Vorteilen unserer erfolgreichen STOMOCUR® Konvex und Medium Konvex-Linien mit einem modernen, stilvollen Beuteldesign und einem hochwertigen Textilcover.

Wählen Sie zwischen unserem Alginat- und Combiflange-Hautschutz und überzeugen Sie sich von unseren sicheren, hautfreundlichen und leistungsstarken Produkten – speziell entwickelt, um sich Ihrem Alltag flexibel und komfortabel anzupassen.

Eigenschaften:

- Erstklassiger Tragekomfort
- Einfache Anwendung
- Asymmetrische Beutelform
- Elegantes Design
- 100 % blickdicht

Vorteile:

- Beidseitig weiches Textilcover
- Window-Technologie
- Diskretes Design in neutralem schwarz
- Wasserabweisende Oberfläche
- Mit bewährtem „Safe and Easy“-Auslass bei Ileostomiebeuteln inklusive schwarzen Verschlusskomponenten
- Behält die Konvexität während des Gebrauchs bei und flacht nicht auf der Haut ab
- Integrierte Gürtelbefestigung



Konvex®



In 3
verschiedenen
Konvexitäten
erhältlich



Ultra weiches Cover

STOMOCUR® Primo® konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück



**Bald
verfügbar!**

Stomaöffnung	Platzaugröße	Artikelnummer	
20 - 43 mm	50 mm	CAH20V1B	
15 - 35 mm	40 mm	CAH15V2B	
10 - 25 mm	30 mm	CAH10V3B	

STOMOCUR® Primo® konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück



**Einfach
in der
Anwendung**

Stomaöffnung	Platzaugröße	Artikelnummer	
15 - 43 mm	50 mm	IAH15V1B	
15 - 35 mm	40 mm	IAH15V2B	
10 - 25 mm	30 mm	IAH10V3B	



Konvex®



In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich



100% blickdicht

STOMOCUR® Primo® Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück



Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	
20 – 43 mm	50 mm	CAA20V1B	
15 – 35 mm	40 mm	CAA15V2B	
10 – 25 mm	30 mm	CAA10V3B	

Bald verfügbar!

Einfach in der Anwendung

STOMOCUR® Primo® Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück



Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	
15 – 43 mm	50 mm	IAA15V1B	
15 – 35 mm	40 mm	IAA15V2B	
10 – 25 mm	30 mm	IAA10V3B	

Für empfindliche Haut

Wasserabweisend



**Bald
verfügbar!**

STOMOCUR® Primo® medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	
20 - 47 mm	55 mm	CAH20M1B	
15 - 40 mm	45 mm	CAH15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	CAH10M3B	



**Einfach
in der
Anwendung**

STOMOCUR® Primo® medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra-weiches, blickdichtes und wasserabweisendes schwarzes Cover, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	
15 - 47 mm	55 mm	IAH15M1B	
15 - 40 mm	45 mm	IAH15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	IAH10M3B	



Ultra weiches Cover



STOMOCUR® Primo®
Alginat medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	
20 - 47 mm	55 mm	CAA20M1B	
15 - 40 mm	45 mm	CAA15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	CAA10M3B	

**Bald
verfügbar!**

**Für
empfindliche
Haut**



STOMOCUR® Primo®
Alginat medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	
15 - 47 mm	55 mm	IAA15M1B	
15 - 40 mm	45 mm	IAA15M2B	
10 - 28 mm	35 mm	IAA10M3B	

**Für
empfindliche
Haut**



HYDROKOLLOID



COMBIFLANGE

Das Hydrokolloid von FORLIFE ist ein flexibler, hypoallergener und hautfreundlicher Hautschutz, der sich optimal für die Versorgung von Stomaanlagen eignet.

Wie funktioniert Hydrokolloid?

Hydrokolloid haftet durch Wärme- und Feuchtigkeitsabsorbtion auf der Haut. Diese Feuchtigkeitsaufnahme lässt die Basisplatte leicht aufquellen und sorgt für eine gute Haftung auf der Haut, wodurch Leckagen und Hautreizungen vermieden werden.


Merkmale:

- Hypoallergener Hautschutz
- Gute Hautverträglichkeit
- Bequemer Halt durch maximale Flexibilität
- Einfache Anwendung
- Hohe Absorptionskapazität

Eine besondere Form des Hydrokolloids: Combiflange

Basisplatten mit Combiflange Hydrokolloid setzen sich aus zwei miteinander verbundenen Hydrokolloid Schichten zusammen, die innen, direkt am Stoma dicker sind und nach außen hin dünner werden. Diese doppelte Schicht sorgt für einen schnellen und sicheren Halt über einen längeren Zeitraum und weist eine hohe Absorptionskapazität auf. Der Combiflange Hautschutz ist bei einer Vielzahl an konvexen STOMOCUR® Produkten, planen Urostomie- und Drainagebeuteln sowie zweiteiligen konvexen und planen Basisplatten erhältlich.

Einteilige Versorgung

**STOMOCUR® Select**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
Haftfläche 110 × 110 mm, Beutelgröße 145 × 205 mm,
Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 60 mm	CSH20	1112829



**Einfach
in der
Anwendung**

STOMOCUR® Protect

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
„Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø),
Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 530 ml,
Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
15 – 60 mm	IPH15	7834202



**Nach der
Irrigation**

STOMOCUR® Select Cap

Haftfläche 60 mm (Ø), Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 50 mm	CSC20	7775235



COMBIFLANGE



SONDERVERSORGUNG

Sonderversorgung



Weich und
flexibel

STOMOCUR® Drainage Protect

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø),
Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml,
Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 60 mm	DP5020	7833187




Unsere konvexen Stomabeutel sind die flexible Wahl für maximale Sicherheit und zusätzliches Vertrauen. Sie passen sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgen für mehr Tragekomfort. Ihnen stehen Combiflange oder Alginat als konvexer Hautschutz zur Verfügung.

Merkmale:

- 7 mm Konvexhöhe
- Behält seine konvexe Form während des Tragens bei
- Einfach zu bedienender „Safe and Easy“ Auslass für Ausstreifbeutel
- Umfassendes Angebot an ausschneidbaren Größen
- Die hohe Haftkraft sorgt für maximale Sicherheit
- Hautfreundlicher, hypoallergener Hautschutz
- Effizientes Filtersystem zur Geruchs-beseitigung
- Vier Konvexitäten
- Integrierte Gürtelbefestigung

Konvexe Versorgung:



Einteilige Versorgung



STOMOCUR® Select konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plattegröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 - 43 mm	50 mm	CSH20V1	1112833
20 - 35 mm	40 mm	CSH20V2	1112834
20 - 25mm	30 mm	CSH20V3	1112835



STOMOCUR® Protect konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plattegröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 - 43 mm	50 mm	IPH20V1	7800966
20 - 35 mm	40 mm	IPH20V2	7834210
20 - 25 mm	30 mm	IPH20V3	7834211

Einfach
in der
Anwendung



Für empfindliche Haut

STOMOCUR® Select Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 43 mm	50 mm	CSA20V1	1112823
15 – 35 mm	40 mm	CSA15V2	
10 – 25 mm	30 mm	CSA10V3	



Für empfindliche Haut

STOMOCUR® Protect Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
15 – 43 mm	50 mm	IPA15V1	1112843
15 – 35 mm	40 mm	IPA15V2	1112844




Weich und flexibel

STOMOCUR® Drainage Protect konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 - 43 mm	50 mm	DP20V1	1112837
15 - 35 mm	40 mm	DP15V2	7833185
10 - 25 mm	30 mm	DP10V3	1112836




Unsere medium konvex Reihe bietet dieselbe überragende Flexibilität und denselben Tragekomfort wie unsere konvex Serie, verfügt aber über eine geringere Konvexhöhe von 3,5 mm. Ihnen steht Combiflange als konvexer Hautschutz zur Verfügung.


Merkmale:

- Niedriges Profil: 3,5 mm Konvexhöhe
- Umfassendes Angebot an ausschneidbaren Größen
- Die hohe Haftkraft sorgt für maximale Sicherheit
- Hautfreundlicher, hypoallergener Hautschutz
- Effizientes Filtersystem zur Geruchs-beseitigung
- Einfach zu bedienender „Safe and Easy“ Auslass für Ausstreifbeutel
- Weich und flexibel
- Drei Konvexitäten
- Integrierte Gürtelbefestigung

Medium Konvexe Versorgung:



Einteilige Versorgung



STOMOCUR® Select medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm,
Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 47 mm	55 mm	CSH20M1	1112831
15 – 40 mm	45 mm	CSH15M2	1112828
10 – 28 mm	35 mm	CSH10M3	1112826



STOMOCUR® Protect medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
„Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø),
Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml,
Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
15 – 47 mm	55 mm	IPH15M1	1112846
15 – 40 mm	45 mm	IPH15M2	7834203
10 – 28 mm	35 mm	IPH10M3	7834200

Einfach
in der
Anwendung

Sonderversorgung

STOMOCUR® Drainage Protect
medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø),
Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml,
Packungsinhalt 10 Stück



Weich und
flexibel

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	7834697
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	7834696
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	7834695



Bioaktive Hautheilung

Unsere Alginat Basisplatte ist eines unserer besten Hautschutzprodukte, das sowohl vorbeugende als auch heilende Eigenschaften bietet. Erhältlich in einer Vielzahl an Größen, sowohl für ausstreifbare als auch geschlossene Beutel.

Alginat wird schon seit vielen Jahren in der Wundversorgung eingesetzt.

Merkmale:

- Heilend
- Absorbierend
- Antibakteriell
- Hämostatisch
- Kann ohne jegliches Zubehör verwendet werden, um problematische Haut kosteneffektiv zu behandeln

Wie wirkt Alginat?

Es wird ausschließlich natürliches Alginat verwendet, das in Braunalgen vorkommt und bis zum 20-fachen seines Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen kann. Das Alginat in unserem Hautschutz absorbiert die Feuchtigkeit der Haut und ist somit ideal, um wunde Haut zu heilen und sie gesund zu halten.

Anwendungsbereiche:

- Zu Allergien neigende Haut
- Wunde, exkorierte peristomale Haut
- Feuchte Blutungen, peristomale Haut
- Ulzeration der peristomalen Haut
- Stoma, die übermäßig viel Schleim produzieren
- Infizierte peristomale Nahtstellen
- Alginathautschutz kann präventiv auf nicht problematischer Haut verwendet werden, um das Auftreten von Komplikationen zu verhindern

Im FORLIFE Hautschutz ist Alginat nicht nur ein Spurenelement, sondern zu 15% enthalten, was signifikant genug ist, um die Heilung zu fördern.

Einteilige Versorgung



**Für
empfindliche
Haut**

STOMOCUR® **Select** Alginat

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
Haftfläche 110 × 110mm, Beutelgröße 145 × 205 mm,
Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 60 mm	CSA20	



**Für
empfindliche
Haut**

**Einfach in der
Anwendung**

STOMOCUR® **Protect** Alginat

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
„Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø),
Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 530 ml,
Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
15 – 60 mm	IPA15	7834197

STOMOCUR® Select/Protect Alginat konvex -
Konvexe Kolostomie- und Ileostomiebeutel mit Alginat Hautschutz finden Sie auf Seite 20.



Für diejenigen, die ein zweiteiliges Stomabeutelsystem bevorzugen, bieten wir unser beliebtes Clic System bei geschlossen und ausstreifbaren Beuteln sowie für die Urostomie- und Drainageversorgung an.

Mit drei unterschiedlichen Rastringgrößen (45 mm, 57 mm oder 70 mm) sowie mit planen oder konvexen Basisplatten ist das Clic System flexibel und passt sich vielen Bedürfnissen an. Ihnen stehen Combiflange und Alginat als Hautschutz zur Verfügung.

Merkmale:

- Vielseitiges, flexibles und einfach zu verbindendes System
- Einzigartiger Rastring kann hinterfasst werden, um den Druck beim Anbringen des Beutels zu verringern
- Bietet eine einfache, stabile Verbindung zwischen Basisplatte und Beutel
- Hörbares Klickgeräusch bestätigt die korrekte Befestigung, was zu höherer Sicherheit führt
- Weiche Vliesabdeckung für zusätzlichen Komfort
- Große Auswahl an Beuteln für beide Basisplatten

Zweiteilige Versorgung | Clic System | Basisplatten



STOMOCUR® Clic

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück

	Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
45	15 – 35 mm	CK4515	1112814
57	15 – 40 mm	CK5715	1112815
70	15 – 50 mm	CK7015	1112816



STOMOCUR® Clic Alginat

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück

	Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
45	15 – 35 mm	CA4515	
57	15 – 40 mm	CA5715	

Zweiteilige Versorgung | Clic System | Basisplatten



In 3
verschiedenen
Konvexitäten
erhältlich

STOMOCUR® Clic konvex

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück

	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
45	15 - 35 mm	40 mm	CK4515V2	1112817
	15 - 25 mm	30 mm	CK4515V3	1112818
57	15 - 43 mm	50 mm	CK5715V1	1112819
	15 - 35 mm	40 mm	CK5715V2	1112820
	15 - 25 mm	30 mm	CK5715V3	1112821



STOMOCUR® Clic Alginat konvex

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück

	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
45	15 - 35 mm	40 mm	CA4515V2	
	15 - 25 mm	30 mm	CA4515V3	
57	15 - 43 mm	50 mm	CA5715V1	
	15 - 35 mm	40 mm	CA5715V2	
	15 - 25 mm	30 mm	CA5715V3	



STOMOCUR® Select Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml,
Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	Pharmacode
45	45 mm	CC45	1112811
57	57 mm	CC57	1112812
70	70 mm	CC70	1112813



STOMOCUR® Protect Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
„Safe and Easy“ Auslass, Beutelgröße 150 x 220 mm,
Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	Pharmacode
45	45 mm	CI45	7833158
57	57 mm	CI57	7800967
70	70 mm	CI70	7833160

Mit
diskretem
„Safe and
Easy“
Auslass

Auch in unserem Urostomie-Sortiment erhältlich, siehe Seite 36.

Zweiteilige Versorgung | Sonderversorgung



STOMOCUR® Drainage Protect Clic transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, großer Softauslass, Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	Pharmacode
70	70 mm	CDP70T	7833154



Unser umfangreiches Urostomie-Sortiment ist auf maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf ausgelegt. Die einzigartige verdrehsichere Form erleichtert das Entleeren. Erhältlich mit weichem Softablass oder Drehhahnventil für mehr Sicherheit und Bequemlichkeit sowie mit planem und konvexem Hautschutz.

Im Rahmen unseres Urostomieportfolios bieten wir Ihnen neben unserem Combiflange Hautschutz zudem Microskin Basisplatten mit semipermeabler Haftfläche an. Dieses ultradünne, elastische und atmungsaktive Produkt passt sich leicht an die Körperkonturen und -falten an und verringert so das Risiko des Auslaufens erheblich. Microskin ist atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig, sorgt für eine gesündere Haut und bietet dem Träger ultimative Bewegungsfreiheit.

Verfügbar:

- Drei verschiedene Hautschutzvarianten: Combiflange, Microskin, gelatinefrei
- In plan und konvex erhältlich
- Als einteilige und zweiteilige Versorgung

Unsere Urostomiebeutel haben folgende Eigenschaften:

- Wahlweise mit Softablass oder Drehhahn
- Verschlussstopfen für den Drehhahn-Ablass
- Verdrehsichere Form
- Einfacher Anschluss an Bett- und Beinbeutel
- Die Rücklaufsperr verhindert das Zurückfließen des Urins
- „Window“ Technologie für einfache Positionierung
- Weiche, Vliesabdeckung – leise, nicht haftend, bequem
- Auch mit transparenter Beutelrückseite erhältlich

Einteilige Versorgung Urostomie



Weich und komfortabel

STOMOCUR® Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
15 – 60 mm	USH15F	7766905

STOMOCUR® Safe transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
10 – 60 mm	USH10FT	



STOMOCUR® Twist & Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
10 – 60 mm	USH10H	



Weich und komfortabel



STOMOCUR® Safe konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1F	7834220
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2F	7727225
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3F	7727219

STOMOCUR® Twist & Safe konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass



Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1H	7840267
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2H	1112862
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3H	1112863



STOMOCUR® **Safe** medium konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass,
Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm,
Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück



**Weich und
komfortabel**

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1F	1112855
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2F	1112857
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3F	7834218



STOMOCUR® **Twist & Safe** medium konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil,
Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm,
Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück



**Mit „Twist
and Safe“
Drehhahn
Ablass**

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1H	1121891
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2H	1112857
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3H	1112860



Weich und
komfortabel

STOMOCUR® Safe Clic

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass,
Beutelgröße 130 × 195 mm, Volumen 420 ml,
Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	Pharmacode
45	45 mm	CU45F	7833179
57	57 mm	CU57F	7752088



Mit „Twist
and Safe“
Drehhahn
Ablass

STOMOCUR® Twist & Safe Clic

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil,
Beutelgröße 130 × 195 mm, Volumen 420 ml,
Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	Pharmacode
45	45 mm	CU45H	7840270
57	57 mm	CU57H	7840269

Zur Auswahl der passenden Basisplatten: Seite 28 (STOMOCUR® Clic)
und Seite 29 (STOMOCUR® Clic konvex).



Weich und komfortabel

STOMOCUR® Safe Microskin

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 135 x 100 mm, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
13 - 50 mm	USM13F	1112866

STOMOCUR® Safe Microskin transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
13 - 50 mm	USM13FT	7834149



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass

STOMOCUR® Twist & Safe Microskin

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 135 x 100 mm, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
13 - 50 mm	USM13H	1112867

STOMOCUR® Twist & Safe Microskin transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
13 - 50 mm	USM13HT	1112868

Einteilige Versorgung Urostomie



STOMOCUR® Safe gelatinefrei transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
15 - 60 mm	USG15FT	



Weich und komfortabel



Zubehör



STOMOCUR® Uro Adapter

Zum Anschluss von Bettbeuteln an die STOMOCUR®-Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	Pharmacode
USZ1	7741590



STOMOCUR® Uro Verschlussstopfen

Zum Anbringen beim STOMOCUR® „Twist and Safe“ Ablass, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	Pharmacode
USZ2	1112869



gelatinefrei

Für Stomapatienten, die keine Produkte mit Gelatine oder anderen tierischen Inhaltsstoffen verwenden, bieten wir unser Beutelsortiment mit gelatinefreiem Hautschutz an. Durch die Verwendung natürlicher, pflanzlicher Inhaltsstoffe sind diese Beutel ebenso hautfreundlich und gehen keine Kompromisse bei Komfort und Sicherheit ein.

Der zum Einsatz kommende Hautschutz enthält hypoallergenes Hydrokolloid ohne Gelatine und ist in unseren einteiligen geschlossenen Select Kolostomie-, einteiligen ausstreifbaren Protect Ileostomie- sowie den Safe Urostomiebeuteln erhältlich.

Merkmale:

- Dünn und flexibel
- Besonders sanft zur Haut
- Hohe Haftfähigkeit

Einteilige Versorgung



STOMOCUR® **Select** gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 60 mm	CSG20	



STOMOCUR® **Protect** gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 60 mm	IPG20	

Mit
diskretem
„Safe and
Easy“
Auslass

STOMOCUR® Safe gelatinefrei transparent - Plane Urostomiebeutel mit gelatinefreiem Hautschutz finden Sie auf Seite 38.



SONDERVERSORGUNG

Unser umfassendes Sortiment an Produkten für die Sondersorgung wurde für medizinisches Fachpersonal entwickelt und umfasst Drainagebeutel unterschiedlichster Art sowie Beutel für die pädiatrische Versorgung.

Pädiatrische Versorgung:

- Zwei Optionen für Frühgeborene bis zu 900 g und Säuglinge bis zu 5000 g
- Sanftes und hautfreundliches Hydrokolloid
- Weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, transparente Rückseite für eine einfache Beobachtung
- Geschlossener Beutel ist aufschneidbar und kann mit einem Clip oder einem weichen Klebestreifen als Ausstreifbeutel verwendet werden

Drainage Protect Beutel:

- Erhältlich in plan, konvex und medium konvex
- Weiche Vliesabdeckung mit Window zur einfachen Positionierung und Beobachtung
- MPC-Filter zur Geruchskontrolle
- Großes Auslassventil
- Hypoallergenes Hydrokolloid als Hautschutz

Drainagebeutel:

- Große, flexible Hautschutzplatten in Kombination mit flexiblen, transparenten Beuteln – ideal zur Förderung der Heilung bei einfacher Beobachtung
- High-Output-Drainageports mit weichem Ablass
- Integrierte Zugriffsöffnungen ermöglichen einen einfachen Zugang, ohne dass der Beutel entfernt werden muss
- Eine Reihe von Formen und Größen, die den Bedürfnissen der Patienten entsprechen



SONDERVERSORGUNG



HYDROKOLLOID

Pädiatrische Versorgung



Für
Frühgeborene
bis 900 g

STOMOCUR® Premature

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 110 mm x 45 mm, Volumen 20 ml, Packungsinhalt 20 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
3 mm	P3003	1112848



Für
Säuglinge
bis 5000 g

STOMOCUR® Premature Combi

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 210 mm x 45 mm, Volumen 90 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
3 mm	P3203	1112849



SONDERVERSORGUNG



HYDROKOLLOID

Sonderversorgung

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Extra Small, Öffnung 10 mm, Folie: transparent,
Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Pharmacode
SDE2-XSA	90 x 180 mm	ø 120 mm	7840271

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Small, Öffnung 10 mm, Folie: transparent,
Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Pharmacode
SDE2-SA	240 x 155 mm	ø 120 mm	7840272

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Medium, Öffnung 10 mm, Folie: transparent,
Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Pharmacode
SDE2-MA	85 x 250 mm	ø 120 mm	7840273

**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Large, Öffnung 10 mm, Folie: transparent,
Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Pharmacode
SDE2-LA	160 x 200 mm	ø 120 mm	7840274

STOMOCUR® Drainage small - large

Transparent mit aufgedruckter Skala, Rücklaufsperrung,
Auslassventil mit Adapter, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Fassungsvermögen	Artikelnummer	Pharmacode
3 mm	50 ml	DP2503XS	1112838
5 mm	150 ml	DP4005S	1112840
5 mm	300 ml	DP4005	1112839





SONDERVERSORGUNG



COMBIFLANGE



Konvex®

Medium
Konvex®Weich und
flexibel

Sonderversorgung

**STOMOCUR® Drainage Protect**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø),
Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 540 ml,
Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 60 mm	DP5020	7833187

**STOMOCUR® Drainage Protect konvex**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø),
Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 540 ml,
Konvexhöhe 7 mm, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	1112837
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	7833185
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	1112836

In 3
verschiedenen
Konvexitäten
erhältlich

**STOMOCUR® Drainage Protect
medium konvex**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø),
Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 540 ml,
Konvexhöhe 3,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	Pharmacode
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	7834697
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	7834696
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	7834695

In 3
verschiedenen
Konvexitäten
erhältlich



SONDERVERSORGUNG

Zubehör



STOMOCUR® Drainage Protect Bettbeutel


Großlumiger und knickfester Schlauch, integrierter Adapter zum Anschluss an alle FORLIFE Drainage Protect Beutel, Packungsinhalt 5 Stück

Schlauchlänge	Volumen	Artikelnummer	
130 cm	2000 ml	DPB2000	

Kompatibel mit:

STOMOCUR® Drainage Protect
 STOMOCUR® Drainage Protect konvex
 STOMOCUR® Drainage Protect medium konvex
 STOMOCUR® Drainage Protect Clic

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	
20 – 60 mm	-	DP5020	
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	
Rastring: 70 mm	-	CDP70T	



Für zusätzliche Sicherheit und Beruhigung sorgt das umfassende FORLIFE-Sortiment an Stomapflege und entsprechendem Zubehör.

Enthält:

- Hydrokolloid Hautschutzplatten
- Hautschutzringe
- Pflegende Lotion
- Verschiedene Varianten an Hautschutzpasten
- Hautschutzpuder
- Pflasterentferner Sprays
- Superabsorbierende Geliermittel
- Fixierstreifen
- Stomagürtel
- Urostomie Adapter zum Anschluss von Bett- und Beinbeuteln
- Uro Verschlussstopfen
- Schere



STOMOCUR® Hautschutzring

Besteht aus hydrokolloidem Material, dient zum Schutz der Haut um das Stoma und zur Abdichtung, Außendurchmesser 48 mm bzw. 63 mm, Materialdicke 2,4 mm, Packungsinhalt 30 Stück

Größe	Artikelnummer	Pharmacode
10 mm	48101	7834687
15 mm	48151	7834688
20 mm	48201	7834689
25 mm	63251	7834690
30 mm	63301	7834691
35 mm	63351	7834692

WIEDER VERFÜGBAR!



SXH7515

ENTERACUR® Skin X® Hydrokolloid-Schutzring

Die ENTERACUR® Skin X® Schutzringe wurden als Unterstützung für empfindliche Haut entwickelt und lassen sich ganz einfach rund um Sonden, Katheter oder Buttons befestigen.

Hocheffizienter Schutz der Haut und Absorption von austretenden Flüssigkeiten um den Bereich von Gastrostomien. Packungsinhalt 30 Stück

Ø Aussen	Ø Innen	Artikelnummer	Pharmacode
50 mm	3 mm	SXH5003	
50 mm	7 mm	SXH5007	
75 mm	10 mm	SXH7510	
75 mm	15 mm	SXH7515	



SXA5003

ENTERACUR® Skin X® Absorptionsring

Die ENTERACUR® Skin X® Schutzringe wurden als Unterstützung für empfindliche Haut entwickelt und lassen sich ganz einfach rund um Sonden, Katheter oder Buttons befestigen.

Hocheffizienter Schutz der Haut und Absorption von austretenden Flüssigkeiten um den Bereich von Gastrostomien. Packungsinhalt 30 Stück

Ø Aussen	Ø Innen	Artikelnummer	Pharmacode
50 mm	3 mm	SXA5003	
50 mm	7 mm	SXA5007	
75 mm	10 mm	SXA7510	
75 mm	15 mm	SXA7515	



Zubehör



STOMOCUR® Hautschutzpaste

Zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma, füllt Unebenheiten zwischen Stoma und Hautschutzplatte aus, mit und ohne Alkohol erhältlich, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	Pharmacode
CP2050 (mit Alkohol)	56 g	3121626
PASTE0A (ohne Alkohol)	56 g	7713447



STOMOCUR® Hautschutzpuder

Das Puder absorbiert die Feuchtigkeit der Haut um das Stoma, gewährleistet eine bessere Haftung der Stomaversorgung, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	Pharmacode
HP30	30 g	4364472



STOMOCUR® Fixierstreifen

Hautfreundlich und hochelastisch, verlängert die Tragezeit, beugt einem Ablösen und Aufrollen der Basisplatte vor, für mehr Sicherheit und Komfort, Packungsinhalt 20 Stück

Artikelnummer	Pharmacode
FS20	7833188



Zubehör



STOMOCUR® **Safety**

Die Hautpflege-Lotion wird ganz dünn auf die Haut um das Stoma aufgetragen, zur Vorbeugung von Hautirritationen, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	Pharmacode
SSAFETY100	100 ml	3121810



STOMOCUR® **EmplaSectal**

Zur leichten und hautverträglichen Entfernung der Hautschutzplatten, handlich als Spray, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	Pharmacode
EMPLASECTAL	50 ml	7834698



STOMOCUR® **Stomagürtel**

Stomagürtel in zwei Längen, verstellbar, Breite 3 cm, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Länge	Pharmacode
AB01	100 cm	4723445
AB02	120 cm	7834694



STOMOCUR® **SGX**

Schnell wirkendes, superabsorbierendes Geliermittel, einfach in der Handhabung, hilfreich für Ileostomie- oder Kolostomieträger mit flüssigerer Ausscheidung, verringert Beutelanschwellen, Beutelgeräusche und Geruch, ideal auf Reisen, Packungsinhalt 30 Stück

Artikelnummer	Pharmacode
SGX30	1112850



Zubehör



STOMOCUR® Uro Adapter

Zum Anschluss von Bettbeuteln an die STOMOCUR®-Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	Pharmacode
USZ1	7741590



STOMOCUR® Uro Verschlussstopfen

Zum Anbringen beim STOMOCUR® „Twist and Safe“ Ablass, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	Pharmacode
USZ2	112869



STOMOCUR® Schere

Schere mit abgerundeten Klingen zum Zuschneiden der Basisplattenöffnungen, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer
SSchere

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	Pharmacode	Seite
48101	10 mm	7834687	48
48151	15 mm	7834688	48
48201	20 mm	7834689	48
63251	25 mm	7834690	48
63301	30 mm	7834691	48
63351	35 mm	7834692	48
AB01		4723445	50
AB02		7834694	50
CA4515	15 mm – 35 mm		28
CA4515V2	15 mm – 35 mm		29
CA4515V3	15 mm – 25 mm		29
CA5715	15 mm – 40 mm		29
CA5715V1	15 mm – 43 mm		29
CA5715V2	15 mm – 35 mm		29
CA5715V3	15 mm – 25 mm		29
CAA10M3B	10 mm – 28 mm		14
CAA10V3B	10 mm – 25 mm		12
CAA15V2B	15 mm – 40 mm		14
CAA15V2B	15 mm – 35 mm		12
CAA20V1B	20 mm – 47 mm		14
CAA20V1B	20 mm – 43 mm		12
CAH10M3B	10 mm – 28 mm		13
CAH10V3B	15 mm – 25 mm		11
CAH15M2B	15 mm – 40 mm		13
CAH15V2B	15 mm – 25 mm		11
CAH20M1B	20 mm – 47 mm		13
CAH20V1B	15 mm – 25 mm		11
CC45	45 mm	1112811	30
CC57	57 mm	1112812	30
CC70	70 mm	1112813	30
CDP70T	70 mm	7833154	31
CI45	45 mm	7833158	30
CI57	57 mm	7800967	30
CI70	70 mm	7833160	30
CK4515	15 mm – 35 mm	1112814	28
CK4515V2	15 mm – 35 mm	1112817	29
CK4515V3	15 mm – 25 mm	1112818	29
CK5715	15 mm – 40 mm	1112815	28
CK5715V1	15 mm – 43 mm	1112819	29
CK5715V2	15 mm – 35 mm	1112820	29
CK5715V3	15 mm – 25 mm	1112821	29
CK7015	15 mm – 50 mm	1112816	28
CP2050		3121626	49
CSA10V3	10 mm – 25 mm		20
CSA15V2	15 mm – 35 mm		20

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	Pharmacode	Seite
CSA20	20 mm – 60 mm		26
CSA20V1	20 mm – 43 mm	1112823	20
CSC20	20 mm – 50 mm	7772535	16
CSG20	20 mm – 60 mm		40
CSH10M3	10 mm – 28 mm	1112826	23
CSH15M2	15 mm – 40 mm	1112828	23
CSH20	20 mm – 60 mm	1112829	16
CSH20M1	20 mm – 47 mm	1112831	23
CSH20V1	20 mm – 43 mm	1112833	19
CSH20V2	20 mm	1112834	19
CSH20V3	20 mm	1112835	19
CU45F	45 mm	7833179	36
CU45H	45 mm	7840270	36
CU57F	57 mm	7752088	36
CU57H	57 mm	7840269	36
DP10M3	10 mm – 28 mm	7834695	24 und 45
DP10V3	10 mm – 25 mm	1112836	21 und 45
DP15M2	15 mm – 40 mm	7834696	24 und 45
DP15V2	15 mm – 35 mm	7833185	21 und 45
DP20M1	20 mm – 47 mm	7834697	24 und 45
DP20V1	20 mm – 43 mm	1112837	21 und 45
DP2503XS	3 mm	1112838	44
DP4005	5 mm	1112839	44
DP4005S	5 mm	1112840	44
DP5020	20 mm – 60 mm	7833187	17 und 45
EMPLASECTAL		7834698	50
FS20		7833188	49
HP30		4364472	49
IAA10M3B	10 mm – 28 mm		14
IAA10V3B	10 mm – 25 mm		12
IAA15M1B	15 mm – 47 mm		14
IAA15M2B	15 mm – 40 mm		14
IAA15V1B	15 mm – 43 mm		12
IAA15V2B	15 mm – 35 mm		12
IAH10M3B	10 mm – 28 mm		13
IAH10V3B	10 mm – 25 mm		11
IAH15M1B	15 mm – 47 mm		13
IAH15M2B	15 mm – 40 mm		13
IAH15V1B	15 mm – 43 mm		11
IAH15V2B	15 mm – 35 mm		11
IPA15	15 mm – 60 mm	7834197	26
IPA15V1	15 mm – 43 mm	1112843	20
IPA15V2	15 mm – 35 mm	1112844	20
IPG20	20 mm – 60 mm		40
IPH10M3	10 mm – 28 mm	7834200	23

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	Pharmacode	Seite
IPH15	15 mm – 60 mm	7834202	16
IPH15M1	15 mm – 47 mm	1112846	23
IPH15M2	15 mm – 40 mm	7834203	23
IPH20V1	20 mm – 43 mm	7800966	19
IPH20V2	20 mm – 35 mm	7834210	19
IPH20V3	20 mm – 25 mm	7834211	19
P3003	3 mm	1112848	42
P3203	3 mm	1112849	42
PASTE0A		7713447	49
SDE2-LA	160 × 200 mm	7840274	43
SDE2-MA	85 × 250 mm	7840273	43
SDE2-SA	240 × 155 mm	7840272	43
SDE2-XSA	90 × 180 mm	7840271	43
SGX30		1112850	50
SSAFETY100		3121810	50
SSchere			51
SXA5003	3 mm / 50 mm		48
SXA5007	7 mm / 50 mm		48
SXA7510	10 mm / 75 mm		48
SXA7515	15 mm / 75 mm		48
SXH5003	3 mm / 50 mm		48
SXH5007	7 mm / 50 mm		48
SXH7510	10 mm / 75 mm		48
SXH7515	15 mm / 75 mm		48
USG15FT	15 mm – 60 mm		38
USH10FT	10 mm – 60 mm		33
USH10H	10 mm – 60 mm		33
USH10M1F	10 mm – 47 mm	1112855	35
USH10M1H	10 mm – 47 mm	1121891	35
USH10M2F	10 mm – 40 mm	1112857	35
USH10M2H	10 mm – 40 mm	1112857	35
USH10M3F	10 mm – 28 mm	7834218	35
USH10M3H	10 mm – 28 mm	1112860	35
USH10V1F	10 mm – 43 mm	7834220	34
USH10V1H	10 mm – 43 mm	7840267	34
USH10V2F	10 mm – 35 mm	7727225	34
USH10V2H	10 mm – 35 mm	1112862	34
USH10V3F	10 mm – 25 mm	7727219	34
USH10V3H	10 mm – 25 mm	1112863	34
USH15F	15 mm – 60 mm	7766905	33
USM13F	13 mm – 50 mm	1112866	37
USM13FT	13 mm – 50 mm	7834149	37
USM13H	13 mm – 50 mm	1112867	37
USM13HT	13 mm – 50 mm	1112868	37
USZ1		7741590	38 und 51
USZ2		1112869	38 und 51

STOMOCUR® Artikelnomenklatur

Einteilige Versorgung

US	H	10	M	3	F
Position 1: Beutel	Position 2: Hautschutz	Position 3: Öffnung	Position 4: Zusatz 1	Position 5: Konvexität	Position 6/7: Zusatz 2/3
CS = Kolostomie Select	A = Alginat	10 = 10 mm	L = Large	0 = Konvexität 0	B = Schwarz
CSC = Kolostomie Select Cap	B = Bettbeutel	15 = 15 mm	M = Medium konvex	1 = Konvexität 1	F = Flexibler Uroablass
DP = Drainage Protect	G = Gelatinefrei	20 = 20 mm	S = Small	2 = Konvexität 2	H = Harter Uroablass
IP = Ileostomie Protect	H = Hydrokolloid	2000 = 2000 ml Füllvolumen	V = Konvex	3 = Konvexität 3	NF = ohne Filter
P = Premature	M = Microskin	2070 = 20 mm Öffnung	XS = Extra small		T = Transparent
US = Urostomie Safe		70 mm max. Ausschneidbarkeit			Z = Zubehör

Zweiteilige Versorgung

C	K	5715		V	2	F
Position 1: System	Position 2: Beutel / Basisplatte	Position 3: Rastring / Rastring und Öffnung		Position 4: Zusatz 1	Position 5: Konvexität	Position 6/7: Zusatz 2/3
C = Clic	A = Alginat	45 = 45er Rastringgröße	10 = 10 mm	M = Medium Konvex	0 = Konvexität 0	F = Flexibler Uroablass
	C = Kolostomie	57 = 57er Rastringgröße	15 = 15 mm	S = Small	1 = Konvexität 1	H = Harter Uroablass
	DP = Drainage Protect	70 = 70er Rastringgröße	20 = 20 mm	V = Konvex	2 = Konvexität 2	B = Schwarz
	I = Ileostomie		usw.		3 = Konvexität 3	T = Transparent
	K = Konturiert					Z = Zubehör
	U = Urostomie					

- Nur Großbuchstaben und Ziffern
- Keine Leerzeichen
- Window ist Standard, wird nicht in Artikelnr. benannt
- Safe & Easy ist Standard, wird nicht in Artikelnr. benannt
- Filter (Ileo, Kolo) ist Standard, wird nicht in Artikelnr. benannt
- SDE2-Produkte sowie der KUBB2000 und der DPB2000 werden nicht in der Artikelnomenklatur abgebildet
- Andere Abweichungen werden im Text des Artikels benannt

Allgemeine Geschäftsbedingungen all4care

Geltungsbereich

Die nachfolgend beschriebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Verhältnis zwischen der all4care AG, Route du Verney 18, 1070 Puidoux und ihren Kunden. Die AGB bilden die Grundlage für abgeschlossene Verträge zwischen Kunden und der all4care AG. Die AGB gelten mit jeder Bestellung, durch und vom Kunden, als anerkannt. Alle anderen Vereinbarungen, die von diesen AGB abweichen, müssen schriftlich mit der all4care AG vereinbart werden. Diese AGB sind unter www.all4care.ch einsehbar, veröffentlicht und verbindlich.

Verkaufspreise

Alle unsere Preise sind in Schweizer Franken (Sfr.) angegeben. Die Schweizer Mehrwertsteuer ist enthalten. Vorbehalten sind Druckfehler und ähnliche Irrtümer auf der ausgeschriebenen Preisliste. Gültig ist stets die aktualisierte Preisliste. Änderungen der Preise sind jederzeit durch die all4care AG möglich. Andere Preise bedürfen eines schriftlichen Angebots durch die all4care AG.

Zahlungsbedingungen

Alle Rechnungen sind nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Andere Vereinbarungen müssen von der all4care AG schriftlich bestätigt werden. Im Falle eines Mahnverfahrens behält sich all4care AG vor, eine gestaffelte Mahngebühr ab der zweiten Mahnung von 10.- bis 15.- Sfr. zu erheben. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung Eigentum der all4care AG. Vorauszahlung oder Lieferung per Nachnahme kann jederzeit durch die all4care AG veranlasst werden. Bei Reklamation einer Ware oder Lieferung wird diese ersetzt und berechtigt nicht zum Rückbehalt des Rechnungsbetrags.

Produkte, welche in der Mittel- und Gegenständeliste (MiGel) des Schweizer Krankenversicherungsgesetzes aufgeführt sind, werden direkt mit den Versicherern abgerechnet, sofern die all4care AG die vollständigen und korrekten, dafür erforderlichen Versicherungsdaten erhält. Der jeweilige Selbstbehalt des Kunden (Franchise und Selbstbeteiligung) wird von den Versicherern direkt dem Kunden in Rechnung gestellt.

Reklamation

Alle Lieferungen müssen sofort nach Erhalt durch den Kunden geprüft werden. Erkennbare Schäden müssen innerhalb von 48 Stunden der all4care AG gemeldet werden.

Verkauf und Lieferbedingungen

Alle Produkte werden durch die all4care AG innerhalb der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein angeboten. Ohne anderslautenden Wunsch des Kunden, werden alle Lieferungen durch die Schweizer Post zugestellt. Die Portokosten für Lieferungen an Endverbraucher trägt alleinig der Kunde. Die Lieferzeit für Lagerware beträgt werktags in der Regel 24 Stunden. Diese Lieferzeit ist unverbindlich. Die Lieferung kann in mehreren Teilen erfolgen. Ausdrücklich erwünschte Express-Sendungen werden dem Kunden verrechnet. Alle Lieferungen ins Ausland und besondere Lieferwünsche des Kunden werden nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

Haftung

Bei unsachgemäßer Anwendung, der von all4care AG gelieferten Produkte durch den Kunden, Falschbenutzung oder mangelhafter Lagerung, ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Hinweise zur ordnungsgemäßen Anwendung der gelieferten Produkte, kann der Kunde den Herstellerbeschreibungen entnehmen. Liegen Mängel vor und wurden diese rechtzeitig geltend gemacht, ist die all4care AG zur Nacherfüllung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, oder kann all4care AG sie nicht leisten, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die all4care AG erfüllt ihre vertraglichen Pflichten. Bei unverschuldetem Verletzen dieser Pflichten ist die Haftung ausgeschlossen. Der Schuldnachweis liegt beim Kunden. Drittpersonen sind von jeglicher Haftung grundsätzlich ausgeschlossen.


Warenrücknahme

Die Rücknahme einer von all4care AG ausgelieferten Ware ist bis maximal 10 Tage nach Erhalt möglich. Die Rücknahme erfolgt ausschließlich in unbeschädigter Originalverpackung. Außerdem muss die Ware ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 6 Monaten aufweisen und ungeöffnet sein. Sollten Produkte für einen Kunden speziell angefertigt oder extra beschafft worden sein, sind diese von einer Rücknahme ebenfalls ausgeschlossen. Die all4care AG behält sich das Recht vor, durch eine Rücksendung entstandene finanzielle Aufwendungen, entsprechende Administrationskosten dem Kunden zu verrechnen. Üblicherweise beträgt dieser Aufwand 20 % des Warenwertes. Rückvergütungen werden ausschließlich an den Rechnungsempfänger ausbezahlt. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde.


Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Puidoux,


Notizen:



Notizen:



Notizen:





all4care

all4care AG
Route du Verney 18
CH-1070 Puidoux

Tel. 058 255 12 33
Fax 058 255 12 32

info@stomocur.ch
www.stomocur.ch

FORLIFE
BERLIN